
Placas PCR 96 pocillos Thermo Scientific



- Formato SBS
- Pared ultrafina: favorece una transferencia térmica rápida, óptima y homogénea (mayor reproducibilidad)
- Polipropileno virgen de grado médico, extremadamente lisa, sin riesgo de adsorción de ADN en las paredes
- Disponibles en blanco para la PCR cuantitativa
- Cada lote certificado está libre de DNasa, RNasa y ADN humano (certificado incluido en cada caja)
- Se proporciona un certificado de control de calidad
- Pruebas ópticas y eléctricas para garantizar la ausencia de microporos
- Reborde alrededor de cada pocillo para eliminar cualquier riesgo de contaminación cruzada y permitir así diferentes métodos de sellado

Diferentes modelos para satisfacer sus necesidades o aplicaciones individuales:

+ placa estándar ABgene® (volumen 0,3 ml) ;
+ placa con faldón «Low Profile» (volumen 0,2 ml) ;
+ placa con faldón para robótica (placa reforzada) ;
+ placa con semi-faldón divisible o rígida (volume 0,3 ml) ;
+ placa rígida para aplicaciones robóticas;
+ placa SuperPlate ultra rígida para evitar las deformaciones post-PCR, ideal para aplicaciones robóticas;
+ versión con código de barras aleatorio disponible a petición de las placas con faldón y semi-faldón (natural y blanco).

Serie ABgene	Unid./ caja	Compa-tibilidad	Natural	Natural marcaje*	€/ caja	Blanco	Blanca marcaje.*	Negro	€/ caja	Amarillo	Rojo	Violeta	Verde	Azul	€/ caja
Placa Thermo-Fast 96 pocillos															
AB-0600	25	1	**016015**	-	**NC -**	**016179**	-	-	**NC -**	**016181**	**016182**	**016183**	**016184**	**016185**	**NC -**
Placa Thermo-Fast 48 pocillos															
AB-0648	50		**016187**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placa Thermo-Fast 24 pocillos															
AB-0624	50		**016021**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placa Low Profile 96 pocillos															
AB-0700	25	2	**016204**	-	**NC -**	**016206**	-	-	**NC -**	**016208**	**016209**	**016210**	**016211**	**016212**	**NC -**
Placa con faldón de 96 pocillos Low Profile															
AB-0800 / AB-0800-L	25	8	**016214**	**016680**	**NC -**	**016215**	**016681**	**016216**	**NC -**	**016217**	**016218**	**016219**	**016220**	**016221**	**NC -**
	25		-	-	-	-	-	-	-	-	**017953***	**017952***	**017951***	**017950***	**NC -**
Placa SuperPlate PCR 96 pocillos con faldón Low Profile															
AB-2800	25	8	-	**017219**	**NC -**	-	**017220**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Placa con semi-faldón 96 pocillos divisible															
AB-0900	25	3	**016223**	-	**NC -**	**016224**	-	-	**NC -**	**016226**	**016227**	**016228**	**016229**	**016230**	**NC -**
Placa con semi-faldón rígida de 96 pocillos															
AB-0990	25	3	**016232**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placa Detection con 1/2 faldón 96 pocillos para ABI															
AB-1100	25	4	**016314**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placa Detection con 1/2 faldón 96 pocillos Mark II															
AB-1400 / AB-1400-L	25	5	**016657**	-	**NC -**	**016659**	**016683**	**016660**	**NC -**	-	**017946***	**017944***	-	**017942***	**NC -**
Placa SuperPlate con 1/2 faldón 96 pocillos Mark II															
AB-2400	25	5	-	**017232**	**NC -**	-	**017233**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Placa PCR 96 pocillos con faldón low profile															
BC-0800	25	8	-	**017795**	**NC -**	-	**017796**	-	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Marcado alfanumérico negro





AB-0600 AB-0700 Low Profile

