Placas PCR 96 pocillos Detection para ABI (serie AB-1100)




- Para uso directo en secuenciadores ABI de 96 pocillos sin adaptador y en todos los aparatos PCR y qPCR ABI
- La placa blanca es adecuada para la PCR cuantitativa
- Semi-faldón reforzado para un mejor agarre de los robots
- Polipropileno virgen
- Pared fina
- Esquina cortada de identificación
- Marcado alfanumérico

Ref.	Descripción	Compa-tibilidad	Unid./ caja	€/ caja
016314	Placa PCR 96 pocillos estándar, color natural	4	**25**	**NC -**

PCR Cuantitativa

Placas PCR 96 Detection Mark II para ABI (serie AB-1400)



Las mismas propiedades que la placa PCR 96 pocillos AB-1100, pero con bandeja (sin borde que sobresalga de la bandeja).
Compatibles con todos los aparatos ABI (termocicladores 2700, 9600, 9700, PCR cuantitativa TaqMan 5700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 ; secuenciadores ABIPRISM 310, 3100, 3700, 3730).

- Polipropileno virgen
- Semi-faldón reforzado para mejorar la rigidez y manipulación robótica
- Marcado alfanumérico disponible en negro
- Reborde alrededor de cada pocillo para eliminar cualquier riesgo de contaminación cruzada y permitir así diferentes métodos de sellado
- Disponible con código de barras para su uso en el secuenciador ABI 3730 y el termociclador QPCR ABI 7900

Descripción	Natural	Blanco	Negro
Compatibilidad		5	
Placa de marcado moldeada	**016657**	**016659**	**016660**
€ 25 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Placa con marcaje impreso negro	**-**	**016683**	**-**
€ 25 unid.	**-**	**NC -**	**-**

Placas PCR 96 pocillos flexibles Versiplates



- 12 tiras conectadas en una placa, para ser utilizadas con o sin el marco
- La placa se puede utilizar en su totalidad o por tira desprendible
- Sistema patentado, microtubos PCR low profile
- Color natural o transparente
- Se sella con adhesivos o películas de sellado térmico, y con tiras de tapones Thermo
- 3 tipos de alfombrilla de tapones: abombados, planas o para QPCR

Alfombrilla Versicap	Tapones abombados	Tapones planos	Tapones QPCR
Ref.	**017860**	**017862**	**017864**
€ 25 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**017861**	**017863**	**017865**
€ 100 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Ref.	Descripción	Compatibilidad	Unid./ caja	€/ caja
017866	Placa PCR 96 pocillos Versiplate	Ver en nuestras WEB	25	**NC -**
017858	Placa PCR 96 pocillos Versiplate blanca		25	**NC -**
017859	Marco 96 pocillos Versiframe con faldón		25	**NC -**