Microplacas PCR y qPCR Sapphire Greiner Bio-One

- Guía de compatibilidad disponible + posibles muestras para pruebas
- PP de calidad médica sin aditivos
- Marcado alfanumérico
- Sellado por película óptica AMPLIseal para PCR/qPCR 676040 ó tira de 8 tapones 3732XX Greiner Bio-One

Ref.	Compatibilidad	Color	Formato	Vol. (µl)	Faldón	Especificidad	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
652201B	Ver en nuestras WEB	Natural	96	200	No	Biorad (CFX96) y Eppendorf	10	100	NC -
652250	1	Natural	96	200	No	Universal	10	100	NC -
652210	2	Natural	96	100	No	Universal Low profil	10	100	NC -
669285	6	Blanco	96	200	1/2 faldón	LC96 y LC480	25	100	NC -
652290B	5	Natural	96	200	1/2 faldón	Casi universal	10	100	NC -
652260B	4	Natural	96	200	1/2 faldón	Diseño ABI	10	100	NC -
652270B	8	Natural	96	200	Con faldón	-	10	40	NC -
785201	10	Natural	384	25	Con faldón	CFX384, LC96 y LC480	15	60	NC -
785285	10	Blanco	384	25	Con faldón		25	100	NC -
785290	9	Natural	384	25	Con faldón	Compatible ABI	15	60	NC -




Microplacas PCR de 96 y 384 pocillos para LightCycler 480 Greiner Bio-One

Placas de polipropileno blanco no estériles de 96 o 384 pocillos, formato SBS, para sistemas de PCR en tiempo real (LightCycler 480).

- Paredes ultrafinas, transferencia térmica óptima
- Codificación alfanumérica de los pocillos
- Sellables con las películas adhesivas VIEWseal, AMPLIseal y SILVERseal
- Volumen de pocillos: 25 µl
- Con faldón para la 384 pocillos
- Con semifaldón para la 96 pocillos

Ref.	Compatibilidad	Color	Formato	Faldón	Especificidad	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
669285	6	Blanco	96	1/2 faldón	LC96 y LC480	25	100	NC -
785201	10	Natural	384	Con faldón	CFX384, LC96 y LC480	15	60	NC -
785285	10	Blanco	384	Con faldón		25	100	NC -
785290	9	Natural	384	Con faldón	Compatible ABI	15	60	NC -



Accesorios


Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
676070	Película adhesiva alta transparencia óptica VIEWseal	100	NC -
676040	Película autoadhesiva de alta transparencia y baja autofluorescencia AMPLIseal	100	NC -
676090	90 Película adhesiva acrílica de aluminio autosellable SILVERseal	100	NC -


Placas PCR Bioplastics

- Placas para PCR y qPCR de calidad premium
- Polipropileno de grado médico
- Fabricación europea









Ref.	Descripción	Compatibilidad	Unid./ caja	€/ caja
038760A	Placa PCR 3/4 faldón 96 pocillos ligeramente esmerilados low profile (0,1ml). Compatible con los termocicladores ABI (Applied biosystem) bloc fast o low profile y Agilent AriaMX	Ver en nuestras WEB	25	NC -
038759	Placa PCR 3/4 faldón 96 pocillos ligeramente esmerilados perfil estándar (0,2ml). Compatible con los termocicladores ABI (Applied biosystem) bloque estándar	4	25	NC -
038669	Placa PCR sin faldón 96 pocillos naturales perfil estándar (0,2ml). Perfil universal compatible con una amplia gama de termocicladores de bloque estándar (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	1	25	NC -
125013	Placa PCR sin faldón 96 pocillos naturales low profile (0,1ml). Perfil universal compatible con una amplia gama de termocicladores de bloque fast o estándar (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	Ver en nuestras WEB	25	NC -
125011	Placa PCR con faldón 96 pocillos naturales low profile (0,1ml). Compatible con termocicladores bloque fast o bloque estándar compatible low profile (Eppendorf, Blueray, Biorad, Agilent AriaMx...)	8	25	NC -
125014	Placa PCR con faldón 96 pocillos blancos low profile (0,1ml). Compatible con termocicladores bloque fast o bloque estándar compatible low profile (Eppendorf, Blueray, Bioer, Biorad...)	8	25	NC -
038708B	Placa PCR natural 384 pocillos. Compatible con termocicladores como Eppendorf, Techne, ABI, Biorad..	9	40	NC -
038709	Placa PCR blanca 384 pocillos. Compatible con termocicladores como Eppendorf, Techne, ABI, Biorad..	9	40	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB