


| Ref. | € | Envase | Puntos fuertes | APLICACIONES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PCR | qPCR | Almacenamiento a corto plazo / incubación / ELISA | Almacenamiento a largo plazo | Cultivo celular y microbiológico | Cristalografía | HPLC | Fluorescencia / luminiscencia | Sonicación |
| 760223 | NC - | Hoja | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (lavanda) | | | · | | | | | | |
| 760224 | NC - | Hoja | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (naranja) | | | · | | | | | | |
| 760225 | NC - | Hoja | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (rojo) | | | · | | | | | | |
| 765283 | NC - | Hoja | Buena estanqueidad | | | · | | | | | | |
| 765277 | NC - | Hoja | Buena estanqueidad | | | · | | | | | | |
| 765278 | NC - | Hoja | Versión económica | | | · | | | | | | |
| 765252 | NC - | Rollo | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 765254 | NC - | Rollo | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 765253 | NC - | Rollo | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 765255 | NC - | Rollo | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 760200 | NC - | Hoja | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 760201 | NC - | Hoja | Minimiza la evaporación, disponible con foco de color | | | · | | | | | | |
| 760205 | NC - | Hoja | Película fina fácilmente perforable con una punta de pipeta | | | · | | | | | | |
| 760204 | NC - | Hoja | Película fina fácilmente perforable con una punta de pipeta | | | · | | | | | | |
| 765266 | NC - | Hoja | Excelente resistencia química | | | | · | | | | | |
| 765256 | NC - | Rollo | Permeable al gas | | | | | · | | | | |
| 765258 | NC - | Rollo | Permeable al gas | | | | | · | | | | |
| 765257 | NC - | Rollo | Permeable al gas | | | | | · | | | | |
| 765259 | NC - | Rollo | Permeable al gas | | | | | · | | | | |
| 760234 | NC - | Hoja | Tras la toma de muestras y la retirada de la punta, la "X" se cierra y la muestra sigue protegida de la contaminación | | | | | | | · | | · |
| 760235 | NC - | Hoja | Tras la toma de muestras y la retirada de la punta, la "X" se cierra y la muestra sigue protegida de la contaminación | | | | | | | · | | · |
| 760216 | NC - | Hoja | Ideal para sistemas robotizados | | | | | | | · | | · |
| 760247 | NC - | Hoja | Ideal para sistemas robotizados | | | | | | | · | | · |
| 760220 | NC - | Hoja | Sin adhesivo delante de los pocillos, ideal para su uso con puntas y en robótica | | | | | | | · | | |
| 760241 | NC - | Hoja | Absorbe la luz, reduce la luz parásita | | | | | | | | · | |
| 760245 | NC - | Hoja | Refleja la luz y aumenta la sensibilidad | | | | | | | | · | |
| 760214 | NC - | Hoja | Permeable al gas | | | | | | | | | |
| 760215 | NC - | Hoja | Permeable al gas | | | | | | | | | |