
Tiras de 8 microtubos Fast PCR




- Microtubos de 0,1 ml de polietileno (USP), para PCR y qPCR
- Compatible con los protocolos Fast PCR
- Transferencia térmica superior y más rápida en comparación con los tubos de polipropileno de pared fina: mayor rendimiento de la PCR (en protocolo Fast PCR)
- Compatible con la mayoría de los termocicladores con bloque de tubos de 0,1 ml

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
934222	Tira de 8 microtubos Fast PCR sin tapón	10 x 12	**NC -**
934223	Tira de 8 microtubos Fast PCR con tira de 8 tapones planos	10 x 12	**NC -**
934224	Tira de 8 microtubos Fast PCR con tira de 8 tapones abombados	10 x 12	**NC -**

Tiras de 8 o 12 tubos de PCR de 0,2 ml con tapones de tira suelta

- Producción totalmente automatizada en sala blanca de clase 8 según la norma ISO 14644-1
- Las tiras de 8 o 12 tapones abombados se piden por separado
- Garantiza un sellado perfecto durante los ciclos de PCR
- Evitan la contaminación cruzada
- De polipropileno



Tira de microtubos PCR

	Natural	Rosa	Amarillo	Verde	Azul	Unid./ caja	€/ caja	Surtidos con tapón abombado	Unid./ caja	€/ caja
Tira de 8	**034175**	**034176**	**034177**	**034178**	**034179**	125	**NC -**	**016000G**	125 x 5	**NC -**

Tira de microtubos QPCR

	Blanco	Unid./ caja	€/ caja
Tira de 8	**034180**	125	**NC -**

Tira de tapones planos y abombados

	Tapones planos			Tapones abombados						
	Natural	Unid./ caja	€/ caja	Natural	Rosa	Amarillo	Verde	Azul	Unid./ caja	€/ caja
Tira de 8	**034181**	125	**NC -**	**034182**	**034183**	**034184**	**034185**	**034186**	125	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

