Microtubos 0,2 ml en tiras

Microtubos en tira de 8 o 12 para todas las marcas de termocicladores. "Low Profile" : la reducción del volumen muerto elimina la condensación en las paredes del tubo y limita así la evaporación.. Para volúmenes pequeños inferiores a 20 µl.

- Rompible en tubos individuales
- Paredes finas
- Polipropileno virgen
- Tapón plano: superficie esmerilada en la parte superior del tubo para facilitar el marcado
- Tapones planos ultra transparentes Ultra-Clear para QPCR
- Colores surtidos: natural, amarillo, rojo, verde, azul







PCR CUANTITATIVO

Microtubos en tira de 8

	Tira de microtubos estándar		Tiras de microtubos Low Profile	
Unid. de envase	250 x 8	12 x 8	250 x 8	12 x 8
Unid./caja	250 x 8	120 x 8	250 x 8	120 x 8
8 microtubos + tapón abombado natural	016000*	016303	017868	016514
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -
8 microtubos + tapón abombado, colores surtidos	016000F	-	016166	-
€/caja	NC -	-	NC -	-
8 microtubos + tapón plano natural	016561	-	017239	016389
€/caja	NC -	-	NC -	NC -
8 microtubos + tapón plano, colores surtidos	017867	-	016517	-
€/caja	NC -	-	NC -	-
8 microtubos + tapón plano Ultra-Clear	-	016562	017802	-
€/caja	-	NC -	NC -	-
8 microtubos sin tapón	016001*	016164	-	016167
€/caja	NC -	NC -	-	NC -

* También disponible en azul. Añadir el sufijo B a la ref.

Microtubos en tira de 12

	Tira de microtubos estándar	Tiras de microtubos Low Profile
Unid. de envase	8 x 12	8 x 12
Unid./caja	80 x 12	80 x 12
12 microtubos + tapón abombado	016512	-
€/caja	NC -	-
12 microtubos + tapón plano	016513	016518
€/caja	NC -	NC -
12 microtubos sin tapón	016511	-
€/caja	NC -	-

Tapones individuales en tiras

	Tira 8 tapones			Tira 12 tapones
Unid. de envase	250 x 8	12 x 8	12 x 8	8 x 12
Unid./caja	250 x 8	120 x 8	300 x 8	200 x 12
Tira de tapones abombados naturales	-	-	016447	016521
€/caja	-	-	NC -	NC -
Tira de tapones planos naturales	016169	016170	016519	016520
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -
Tira de tapón plano Ultra-Clear	-	016175	-	-
€/caja	-	NC -	-	-

* También disponible en color.
Añada el siguiente sufijo a la ref.: V = verde, J = amarillo, R = rojo, B = azul.


Microtubos blancos de 0,2 ml en tiras para PCR cuantitativa

Tiras de polipropileno blanco, compatibles con todos los aparatos de PCR cuantitativo que utilizan tiras de 0,2 ml (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, Stratagene, etc).

- Ofrece una mejor reflexión de la señal para aumentar la reproducibilidad y la sensibilidad
- Tapones ultratransparentes para una óptima transferencia de fluorescencia
- Reproducibilidad superior entre pocillos

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
017218	Tiras de 8 microtubos blancos opacos sin tapón*	120	NC -
017803	Tiras de 8 microtubos blancos opacos con tapón*	250	NC -
016626	Tiras de 8 microtubos blancos opacos con tapón	120	NC -

* Low Profile.



PCR CUANTITATIVO

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB