Microtubos en tiras para PCR y QPCR E.U.

Tiras de 8 tubes forma alta

DNasa RNàsa

- Serie 038611: combina las ventajas de la pared "EU" con la forma de los tubos PCR convencionales
- Serie 038622: con zona de marcado esmerilado en ambos extremos de la tira
- Adecuado para su uso en prácticamente todos los equipos de PCR
- Para utilizar con las tiras EU de tapón plano (serie 038725B) ó los tapones EU ópticos semi-abombados (serie 038636) - ver más abajo
- Las tiras encajan en el sistema de matriz 038718 para transportar 96 tubos formato microplacas a la vez

Tipo	Forma alta clásica 0,2 ml	Forma alta + área de marcado	Forma baja + área de marcado	Forma baja alta resistencia
Natural	**038611**	**038622**	**038309B**	**038789**
Rojo	**038612**	-	-	-
Azul	**038613**	-	-	-
Amarillo	**038615**	-	-	-
Naranja	**038616**	-	-	-
Ámbar	**038618**	-	-	-
Blanco	**038619**	-	**041388***	-
Negro	**038620**	-	-	-
Unid. de env.	120 x 8	120 x 8	120 x 8	120 x 8
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Natural estéril	**038621**	**038632**	-	-
Unid. de env.	120 x 8	120 x 8	-	-
€	**NC -**	**NC -**	-	-

E.U. para "Extremely uniform". Mismas características generales que los microtubos E.U. individuales para PCR y QPCR (ver página 340).



* Uniid. de env. : 120 x 15

Tiras de 8 tubos forma baja

- Adecuado para su uso en la mayoría de los instrumentos de PCR estándar o para PCR en tiempo real con tapa ajustable en altura
- Con zona de marcado esmerilado en ambos extremos de la tira
- Las tiras encajan en el sistema de matriz 038718 para transportar 96 tubos de microplacas a la vez
- Para utilizar con las tiras EU tapón plano (serie 038725B) o tapones EU ópticos semi-abombados (serie 038633)



Soporte matriz E.U.


Ref.	Descripción	€
038718	Soporte de matriz E.U. para tubos/tiras PCR	**NC -**

Tiras de 8 tubos PCR 0,2 ml E.U

Diseñe su propia placa para PCR colocándola sobre la tira de la rejilla de soporte.

- Baja evaporación
- Extra robusto, sin riesgo de deformación
- Compatible con la mayoría de los instrumentos de PCR y QPCR, incluyendo ABI 7300 y ABI 7500

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
038795	Tiras de 8 tubos 0,2 ml	120	**NC -**
038796	Tira de 8 tapones ópticos planos	120	**NC -**
038798	Soporte de tubo de rejilla natural reutilizable	8	**NC -**



Tiras de tapones ópticos

Tapones planos ópticos para PCR en tiempo real

- También se puede utilizar para los ciclos térmicos convencionales
- Con un área transparente como el cristal que iguala el rendimiento de los adhesivos para QPCR
- Para utilizar con tiras de tubos de perfil alto o bajo






Tapones ópticos semi-abombados

- Los tapones ópticos semi-abombados en tira de 8, se utilizan para la QPCR gracias a su zona ópticamente plana en la parte superior del tapón
- Para utilizar con tiras de tubos de perfil alto o bajo

Tipo	Plano	Plano	Semi-abombados	Semi-abombados	Plano
Para tubos	Forma baja	Forma alta	Forma baja	Forma alta	Universal
Natural	**038725B**	**038317B**	-	-	**038791**
Rojo	-	-	-	**038636**	-
Verde	-	-	**038639**	**038640**	-
Amarillo	-	-	-	**038642**	-
Naranja	**038730**	**038322**	-	**038644**	-
Violeta	-	-	-	**038646**	-
Ámbar	**038732**	-	-	**038648**	-
Blanco	-	-	**038649**	-	-
Unid. de env.	300 x 8	120 x 8	300 x 8	120 x 8	120 x 8
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Natural estéril	**038734**	**038327**	-	-	-
Unid. de env.	300 x 8	120 x 8	-	-	-
€	**NC -**	**NC -**	-	-	-



Tapones planos ópticos universales

- Para todas las microplacas y tiras de tubos de la marca Bioplastics (EU)
- Para aplicaciones en QPCR, almacenamiento o PCR
- Los tapones están unidos a la lengüeta de plástico, evitando así el riesgo de tocar la parte óptica de los tapones

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB