
Superficies de fijación pasivas

Categoría	Superficie	Inmunoglicoproteínas	Proteínas hidrosolubles	Proteínas menos solubles en agua	Glicanos	Característica
Hidrófoba Adsorción de moléculas hidrófobas como las biomoléculas ricas en lípidos	Polysorb, Immunolon 1B, Universal Binding (UB), Microlite 1+, Microfluor 1	Bastante buena	Bastante buena	Muy buena	Baja	- Baja fijación de inmunoglobulinas: aproximadamente 200-250 ng IgG/cm²
Débilmente hidrófoba: Mayor capacidad de fijación a diversas biomoléculas (glicoproteínas, muestras de suero, lipopolisacáridos)	Immunolon 2 HB, Microfluor 2, MediSorp	Buena	Buena	Buena	Bastante buena	- Fijación de proteínas - Fijación moderada de inmunoglobulinas : MediSorp 500-600ng IgG/cm² Immunolon 2 HB 350-450ng IgG/cm² - Baja fijación no específica para muestras que contienen suero o plasma
Hidrófila : Optimizada para unir grandes cantidades de IgG (policlonal), ideal para ELISA tipo sandwich. Mayor fijación de proteínas y biomoléculas con características hidrófila/hidrófoba	MaxiSorp, Immunolon 4 HBX	Muy buena	Muy buena	Bastante buena	Buena	- Fijación de una gran variedad de proteínas y biomoléculas - Alta fijación de inmunoglobulinas : aproximadamente 600-650ng IgG/cm²
Muy hidrófila : Gran afinidad para proteínas hidrófilas. Más sensible al pH	MultiSorp	Baja	Buena	Bastante buena	Buena	La fijación de proteínas se ve influida por el pH en el intervalo de 4-10






Pinchbar


Borde elevado

Placas 96 pocillos

						PolySorp		MediSorp			MaxiSorp			PolySorp	
Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	Certificado	€/ caja	Ref.	Certificado	€/ caja	Ref.	€/ caja
F96	Borde elevado	Transparente	400	10	180	**055268**	**NC -**				**055266**	Sí	**NC -**		
F96	Borde elevado	Transparente	400	10	180						**055267****	Sí	**NC -**		
F96	Borde elevado	Transparente	400	5	60			**055608**	Sí	**NC -**				**055607**	**NC -**
F96	Pinchbar	Transparente	400	5	60	**055137**	**NC -**				**055303**	Sí	**NC -**		
F96	Pinchbar	Transparente	400	5	60						**055133**	-	**NC -**		
U96	Borde elevado	Transparente	300	5	60	**055139**	**NC -**				**055136**	-	**NC -**		
F96	Borde elevado	Blanco	400	10	80	**055223**	**NC -**								
C96	Pinchbar	Blanco	350	5	60						**055226**	Sí	**NC -**		
F96	Pinchbar	Blanco	400	10	80						**055221**	Sí	**NC -**		
F96	Borde elevado	Negro	400	10	80	**055222**	**NC -**								
F96	Pinchbar	Negro	400	10	80						**055220**	Sí	**NC -**		
C96	Borde elevado	Transparente	350	5	60	**055138**	**NC -**								
C96	Pinchbar	Transparente	350	5	60						**055135**	-	**NC -**		
C96	Pinchbar	Transparente	350	5	60						**055134**	Sí	**NC -**		

** Con códigos de barras

Placas 384 pocillos

						MaxiSorp	
Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
F384	Pinchbar	Negro	120	1	30	**055309**	**NC -**
F384	Pinchbar	Transparente	120	1	30	**054307**	**NC -**
F384	Pinchbar	Transparente	120	1	30	**055457**	**NC -**