Superficies de fijación pasiva (continuación)

Tiras

- Version LockWell™ : cada pocillo se bloquea en el marco de la misma altura para evitar bloqueos del equipo.

						PolySorp			MediSorp			MaxiSorp			PolySorp	
Config.	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	Certificado	€/ caja	Ref.	Certificado	€/ caja	Ref.	Certificado	€/ caja	Ref.	€/ caja
F16	No divisible	Transparente	400	10	60	055148	-	NC -				055147	Sí	NC -		
F16	No divisible	Transparente	400	80	320							055161*	Sí	NC -	055162	NC -
U16	No divisible	Transparente	300	80	320							055163*	Sí	NC -		
C12	No divisible	Transparente	350	10	60	055152	-	NC -				055151	Sí	NC -		
C12	No divisible	Transparente	350	10	60							055304	Sí	NC -		
F8	No divisible	Transparente	400	10	60	055146	-	NC -	056621	-	NC -	055145	Sí	NC -		
F8	No divisible	Transparente	400	160	640							055159*	Sí	NC -	055160	NC -
C8	No divisible	Transparente	350	10	60	055150	-	NC -				055149	Sí	NC -		
C8 estrella	No divisible	Transparente	350	10	60							055166	Sí	NC -		
C8 estrella	No divisible/ Lockwell	Transparente	330	10	60							055174	Sí	NC -		
U8	No divisible	Transparente	300	10	60	055154	-					055153	Sí	NC -		
U8	Divisible/ Lockwell	Transparente	320	10	60							055170	Sí	NC -		
C8	Divisible/ Lockwell	Transparente	350	10	60	055173	-	NC -	056404	Sí	NC -	055172*	Sí	NC -	056405	NC -
C8	Divisible	Transparente	350	10	60	055169	-	NC -				055168	Sí	NC -		
C8	Divisible/ Lockwell	Blanco	350	10	60	056402	Sí	NC -				056401	Sí	NC -		
C8	No divisible	Blanco	350	10	60							055305	Sí	NC -		
C8	Divisible/ Lockwell	Negro	350	10	60	056403	Sí	NC -				056400	Sí	NC -		
F16	No divisible	Transparente	400	5	60	055158*	-	NC -								
F16	No divisible	Negro	400	5	60							055228	Sí	NC -		
F8	No divisible	Transparente	400	5	60	055230*	-	NC -								


* Tiras vendidas solas sin marco

Placas 96 pocillos

Configuración	Superficie	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
F96	Universal Binding	Estándar	Transparente	450	25	50	047614	NC -
F96		Estándar	Blanco	450	25	50	047671	NC -
F96		Estándar	Negro	450	25	50	047625	NC -
F96	Immunolon 1 B	Borde elevado	Transparente	330	10	50	047608	NC -
U96		Borde elevado	Transparente	280	10	50	047609	NC -
F96	Microfluor 1	Estándar	Negro	330	10	50	047617	NC -
F96		Estándar	Blanco	330	10	50	047621	NC -
F96	Microlite 1+	Estándar	Blanco	330	10	50	056887	NC -
F96	Immunolon 2HB	Estándar	Transparente	330	10	50	047610	NC -
U96		Estándar	Transparente	280	10	50	047611	NC -
F96	Microfluor 2	Estándar	Negro	330	10	50	047619	NC -
F96		Estándar	Blanco	330	10	50	047623	NC -
F96	Immunolon 4 HBX	Estándar	Transparente	330	10	50	047612	NC -

Superficies de fijación covalente

- CovaLink: ideal para acoplar moléculas con un grupo carboxilo o fosfato libre (péptidos, haptenos, ADN).
  La fijación se realiza lejos de la superficie para aumentar la accesibilidad y ayudar así a mejorar la capacidad de respuesta general de la superficie.
- Immobilizer Amino : forma fijaciones covalentes estables entre sus grupos electrófilos y los aminoácidos libres o grupos sulfhidrilos de la biomolécula. Gracias a la exclusiva química de su brazo espaciador, la superficie ofrece una fijación no específica extremadamente baja, lo que ayuda a mejorar la sensibilidad de la prueba. Al no requerir ningún agente de acoplamiento auxiliar, esta superficie puede simplificar el desarrollo de sus pruebas al eliminar la necesidad de un paso de bloqueo que requiere mucho tiempo.



Placas 96 pocillos

						Amino	
Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
F96	Pinchbar	Transparente	400	5	30	056206	NC -
F96	Pinchbar	Blanco	400	5	30	056207	NC -
F96	Pinchbar	Negro	400	5	30	056208	NC -

Tiras

						CovaLink		Amino	
Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
F8	No divisible	Transparente	400	5	30	055206	NC -	056209	NC -
C8	Divisible/Lockwell	Transparente	350	5	30			056210	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB