
Superficies de fijación pasivas


Categoría	Superficie
Superficie media de fijación con una proporción media de grupos hidrófilos	MICROLON® 200, FLUOROTRAC® 200, LUMITRAC® 200
Superficie de alta fijación con un número relativamente grande de grupos hidrófilos	MICROLON® 600, FLUOROTRAC® 600, LUMITRAC® 600

DNasa RNasa · ADN · Cito-tóxico · Piró-genos

- Poliestireno de alta transparencia

Astucia
Pocillos chimenea: pocillos independientes, menor riesgo de contaminación cruzada gracias a la reducción del desbordamiento





Microplacas 96 pocillos sin tapa

					MICROLON® 200		MICROLON® 600	
Configuración pocillos	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
F96	Transparente	340	10	40	655001	NC -	655061	NC -
F96 chimenea	Transparente	350	10	40	655080	NC -	655081	NC -
F96 semi-pocillos	Transparente	175	10	40	675001	NC -	675061	NC -
F96 negra	Negro	340	10	40	655076	NC -	655077	NC -
F96 blanca	Blanco	340	10	40	655075	NC -	655074	NC -
U	Transparente	280	10	40	650001	NC -	650061	NC -
V	Transparente	200	10	40	651001	NC -	651061	NC -

Tiras

					MICROLON® 200				MICROLON® 600				FLUOTRAC® 200		FLUOTRAC® 600		LUMITRAC® 200		LUMITRAC® 600	
					No divisible		Divisible		No divisible		Divisible		No divisible		No divisible		No divisible		No divisible	
Config. pocillos	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
F8	Transp.	350	10	100	762070	NC -			762071	NC -										
F8	Negro	350	10	100									762076	NC -	762077	NC -				
F8	Blanco	350	10	100													762075	NC -	762074	NC -
U8	Transp.	280	10	100	767070	NC -			767071	NC -										
C8	Transp.	300	10	100			705070	NC -			705071	NC -								
C8	Rojo	300	10	100			705063	NC -			705073	NC -								
C8	Azul	300	10	100			705064	NC -			705074	NC -								
C8	Verde	300	10	100			705065	NC -			705075	NC -								
C8	Amarillo	300	10	100			705066	NC -			705076	NC -								
F12	Transp.	350	10	100	701070	NC -			701071	NC -										
F16	Transp.	350	10	100	756070	NC -			756071	NC -										
U16	Transp.	280	10	100	754070	NC -			754061	NC -										

Superficies de fijación por afinidad

- Alternativa a la fijación pasiva basada en una fuerte interacción no covalente entre la estreptavidina y la biotina
- Las microplacas recubiertas con estreptavidina actúan como una superficie sólida a la que se pueden adherir biomoléculas biotiniladas de forma muy eficaz, lo que proporciona una herramienta robusta para ensayos de fijación basados en microplacas

Microplaca 96 y 384 pocillos

	96 pocillos	384 pocillos
Superficie recubierta (en volumen)	300 µl	90 µl
Capacidad de adsorción de biotina	›5 ng/pocillos o 20 pmol/pocillos	›1,5 ng/pocillos o 6 pmol/pocillos
Variación de revestimiento	‹ 5 %	‹ 8 %
Streptavidin leaching	‹ 5 ng / pocillos	‹ 1 ng / pocillos

Configuración pocillos	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
C96	Transparente	-	5	40	655990	NC -
C96	Negro	-	5	40	655997	NC -
C96	Blanco	-	5	40	655994	NC -
F384	Transparente	-	5	40	781990	NC -
F384	Negro	-	5	40	781997	NC -
F384	Blanco	-	5	40	781995	NC -



Superficies de fijación covalente

- Microplacas con una matriz funcional tridimensional que ofrece la posibilidad de unir covalentemente biomoléculas a la superficie de las microplacas; debido a la naturaleza de la matriz funcional tridimensional, el ruido de fondo inespecífico es muy bajo y la intensidad de la señal es mayor
- Disponible previa petición

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB