
Microplacas ELISA 96 y 384 pocillos Corning®

CORNING



- 3 colores disponibles:
  - claro para detección de absorbancia
  - negro para fondo de baja fluorescencia
  - blanco para reflectancia de luz muy alta y fondo de baja fluorescencia
- Pocillos de fondo plano
- Hidrófobos
- 2 tipos de fijación :
  - media: afinidad por moléculas hidrofóbicas (› 20 kD)
  - alta: afinidad por moléculas hidrofóbicas y cargadas positivamente(› 10 kD)

Microplacas de 96 pocillos ELISA Corning

Ref.	Fondo	Color	Fijación	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003591	Plano	Claro	Mediana	1	50	NC -
003590	Plano	Claro	Alta	1	100	NC -
009017	Plano	Claro	Mediana	25	100	NC -
009018	Plano	Claro	Alta	25	100	NC -
003912	Plano	Blanco	Mediana	25	100	NC -
003922	Plano	Blanco	Alta	25	100	NC -
003915	Plano	Negro	Mediana	25	100	NC -
003925	Plano	Negro	Alta	25	100	NC -

Microplacas Stripwell 96 pocillos ELISA Corning

Las tiras con pocillos planos son fácilmente extraíbles y están premontadas en un soporte.

Ref.	Fondo	Color	Fijación	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
002593	Plano	Claro	Mediana	25	100	NC -
002592	Plano	Claro	Alta	25	100	NC -
003923	Plano	Blanco	Alta	25	100	NC -
003924	Plano	Negro	Alta	25	100	NC -

Microplacas 96 pocillos ELISA Falcon

Ref.	Fondo	Tapa	Color	Fijación	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
351172	Plano	Sí	Claro	Mediana	1	50	NC -
351190	Redondo	No	Claro	Mediana	25	100	NC -

Microplacas de 384 pocillos ELISA Corning


Ref.	Fondo	Color	Fijación	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003700	Plano	Claro	Alta	25	100	NC -
003576	Plano	Blanco	Alta	10	50	NC -
003572	Plano	Blanco	Mediana	10	50	NC -
003577	Plano	Negro	Alta	10	50	NC -
003573	Plano	Negro	Mediana	10	50	NC -

Películas adhesivas de aluminio

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
106570B	Para placas 96 pocillos	100	100	NC -
006569	Para placas 384 pocillos	100	100	NC -

Placa Inmunología





3 tipos de tratamiento :

- Maxibinding : la superficie modificada del poliestireno ofrece una mayor capacidad de fijación para las proteínas y otras moléculas con propiedades tanto hidrófilas como hidrófobas
- Medibinding: la superficie adsorbe proteínas y moléculas con propiedades hidrófobas e hidrófilas intermedias
- Unibinding : adecuado para adsorber moléculas hidrófobas
- Multibinding: especialmente adecuado para adsorber moléculas hidrófilas





					Maxibinding		Medibinding		Unibinding		Multibinding	
Configuración pocillos	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
F96	Transparente	300	10	100	330167	NC -	330289	NC -	330290	NC -	330291	NC -
U96	Transparente	300	10	100	330292	NC -			330293	NC -		
F96	Blanco	300	10	100	330302	NC -			330303	NC -		
F96	Negro	-	-	-	330277	NC -			330304	NC -		

Tiras

					Maxibinding		Medibinding		Unibinding		Multibinding	
Configuración pocillos	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
F8	Transparente	300	10	100	330294	NC -	330295	NC -	330296	NC -	330297	NC -
F8 divisible	Transparente	300	10	100	330298	NC -	330299	NC -	330300	NC -	330301	NC -
F8	Blanco	300	10	100	330305	NC -			330307	NC -		
F8	Negro	300	10	100	330306	NC -			330308	NC -		