Sistema de visualización de pocillos LightOne




Soporte compacto para la visualización en placas de 96 pocillos.

- Ilumina los pocillos durante la distribución
- La iluminación es manual o programada con tiempo de pausa
- Iluminación de toda o parte de una columna o hilera (posibilidad de pocillo a pocillo)
- Avance manual o automático
- Iluminación de índice sólo para productos sensibles a la luz
- Para ser utilizado con el soporte que da un buen ángulo de orientación a la placa
- Versión simple para placas de 96 pocillos, o versión 384 para placas de 96 y 384 pocillos

Ref.	Descripción	€
039073	LightOne Illuminator, 100 - 240V con soporte, pedal y marco de visualización	NC -
039079B	LightOne Illuminator Pro 384, 100 - 240V con soporte, pedal y marco de visualización	NC -

TRACKMAN™ Gilson




- Sistema de ayuda al pipeteo
- Orientación en el proceso de dispensación de microplacas
- Eliminación de errores de pipeteo

Ref.	Descripción	€
070040	TRACKMAN™ Gilson	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
066394	Alimentación de red	NC -
066422	Depósitos de reactivos 25 ml (100 unid.)	NC -
070041	Pedal TRACKMAN™	NC -
070042	Gradilla de microtubos para TRACKMAN™	NC -


Soporte inclinable de microplacas



- Soporte de acrílico transparente
- Ajustable
- Montado en una base de acero con recubrimiento epoxi
- Para todas las placas de 6 a 96 pocillos

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€/ caja
045883	Soporte inclinable para microplaca	114 x 165 x 157	NC -

Inoculador de 95 puntas formato microplaca



- De poliestireno moldeado
- 95 puntas para la inoculación simultánea de 95 muestras de colonias bacterianas, desde o en una placa de 96 pocillos
- La punta marcadora funciona como control
- Volumen 10 µl/ punta
- Estéril por rayos gamma
- Ideal para pruebas antimicrobianas, cultivos de orina, cultivos de colonias bacterianas, cultivos de células/tejidos, pruebas de citotoxicidad, estudios de dilución serológica, evaluación de medios de crecimiento
- Aplicaciones que incluyen cultivos de células/tejidos, pruebas toxicológicas y serológicas u otras pruebas de dilución y sensibilidad
- Cada inoculador viene con una bandeja de inoculación de 40 ml
- La bandeja de inoculación puede pedirse por separado con la Ref. 064112

Ref.	Descripción	Dimensiones L x An x Al (mm)	Unid. de envase	Unid./ caja	€/ caja
064111	Inoculador de 95 puntas formato microplaca	141 x 95 x 12,7	5	50	NC -
064112	Bandeja de inoculación para microplacas de 40 ml	126 x 85 x 11,8	10	60	NC -