Lavador de placas CappWash

- Sistema de lavado manual de microplacas
- Totalmente autoclavable
- Sin conexión eléctrica
- Suministrado con un soporte
- Tubo de silicona a pedir por separado (recomendación : 3 m)

Ref.	Descripción	€
091033	CappWash 8 canales	**NC -**
091232	CappWash 12 canales	**NC -**
091243	CappWash 16 canales para placas de 384 pocillos	**NC -**
091244	Botella para la solución de lavado 5 l	**NC -**
091245	Botella de recogida de desechos 2 l	**NC -**
091246	Trampa de vacío 194 x 144 x 191 mm	**NC -**
091247	Tubo de silicona de 1 m	**NC -**

Visiten nuestras WEB



Tubos inmunología Nunc

Thermo SCIENTIFIC nunc

Tubos de superficie específica diseñados para trabajos de inmunología.

2 tipos de superficie :

+ MINISORP : muy baja adsorción, con reducción sensible de la adherencia de las proteínas e inmunoglobulinas sobre las paredes. Ideal para el trabajo en fase líquida en el que se utilizan disoluciones diluidas de proteínas o de inmunoglobulinas.
+ MAXISORP : muy alta adsorción de las proteínas y de las inmunoglobulinas (600 ng por cm^2)

ø x al (mm)	Vol. (ml)	MINISORP	MINISORP	Unid. de env.	Unid./caja	€/ caja
11 x 70	4	**055232**	-	150	3600	**NC -**
12 x 75	5	**055234**	**055235**	1000	3000	**NC -**
15 x 100	12	**055306**	-	150	1200	**NC -**



Tapones para inmunotubos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
056045	Tapón ø 11 mm	3600	**NC -**
056047	Tapón ø 12 mm	3000	**NC -**
056050	Tapón ø 15 mm	2400	**NC -**



Startube Nunc

Thermo SCIENTIFIC nunc

El tubo con aletas
El fondo con 6 aletas moldeadas aumenta la superficie de fijación con el contacto de las proteínas y de las inmunoglobulinas.

Ref.	Descripción	ø x al (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055236	Startube MAXISORP 5 ml Nunc	12 x 75	1000	3000	**NC -**



Astucia

Encuentre los tubos de inmunología Greiner Bio-One en nuestras WEB

SEROLOGÍA INMUNOLOGÍA

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB