
Depósitos de reactivos para pipetas multicanal

- Poliestireno rígido
- Graduaciones moldeadas, fondo en V
- Picos de vertido en las 4 esquinas
- Adaptados para pipetas 8 canales (versión 10 ml, 25 ml específico 8 canales y 50 ml doble compartimento) y 12 canales (50 ml estándar ó doble compartimento, 100 ml)
- Versión estéril: Sin RNasa/DNasa y sin pirógenos

	No estéril			Estéril envase/1			Estéril envase/5		
Vol. (ml)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
5	**162628**	300	**NC -**	**162629**	100	**NC -**	**162630**	200	**NC -**
10	**062916**	300	**NC -**	**062917**	100	**NC -**	**062918**	200	**NC -**
25	**062919**	100	**NC -**	**062920**	100	**NC -**	**062921**	200	**NC -**
25**	**062939**	100	**NC -**	**062940**	100	**NC -**	**062941**	200	**NC -**
50	**062922**	100	**NC -**	**062923**	100	**NC -**	**062924**	200	**NC -**
50*	**062925**	100	**NC -**	**062926**	100	**NC -**	**062927**	200	**NC -**
100	**062928**	100	**NC -**	**062929**	100	**NC -**	**062930**	200	**NC -**

** Específico para pipetas de 8 canales. * Doble compartimento.



062925 a 062927


Tapa para cubeta

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
162640	Tapa para cubeta de 25 ml 0762919, 062920 y 062921	200	**NC -**

Depósito de reactivos Octaline

Cubeta de incubación. Depósitos de reactivos de 8 canales de formato microplaca ó más ancho, de polipropileno blanco.


	Formato de microplaca	Gran formato
Longitud	10 cm	17 cm
Usos	Western blotting de Mini SDS-PAGE	Todas las aplicaciones de 8 canales
Volumen por canal	6 ml	8 ml
Ref.	**046854**	**046855**
Unid./caja	10	10
€/caja	**NC -**	**NC -**
	Tapa opcional	
Ref.	**046854**	**046855**
Unid./caja	10	10
€/caja	**NC -**	**NC -**



Depósito de reactivos Treff

- Volumen : 50 ml
- De polipropileno
- Autoclavable, reutilizable
- Para pipetas de un canal, 8 canales o 12 canales
- Apilable
- Con 2 marcas de nivel 10 ml y 20 ml
- Su pared inclinada ayuda el mantenimiento de la pipeta durante el llenado y la visualización del liquido en las puntas

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
034102	Depósito de reactivos Treff	10	**NC -**



Depósito de reactivos de 8 y 12 canales



- De poliestireno
- 8 o 12 canales, volumen total : 48 ml, L x An x Al (mm) : 127 x 83 x 14 mm
- Para el muestreo con pipetas multicanal
- Estéril en envase individual, o no estéril

	8 canales			12 canales		
Estéril	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
No	**061003**	30	**NC -**	**061004**	30	**NC -**
No	**061003C**	100	**NC -**	**061004C**	100	**NC -**
Sí	**061068**	10	**NC -**	**061069**	10	**NC -**

Depósito Octatray de polipropilileno 100 ml

- Forma interna en V para una mejor recuperación de la muestra
- Volumen : 100 ml
- De polipropileno
- Para utilizar con pipetas multicanal de 8 o 12 canales



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
046858	Depósito Octatray	100	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB