Depósitos de poliestireno



- Dimensiones internas L x An (mm) : 58 x 128

Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/ caja
330267	100	No	1	50	NC -
330268	100	Sí	20	100	NC -

Depósito de reactivos



- De PVC transparente o poliestireno blanco
- Fondo V
- Paredes gruesas y base ancha para manipular el producto sin riesgo de deformación (reduce el riesgo de vuelco)
- Diseñado para que permanezca plano en el escritorio y no se deforme
- Disponible en versión estéril: envasado individualmente en bolsas selladas y esterilizadas por haz de electrones, también libre de DNasa, RNasa y pirógenos
- Apilables
- Graduación en el borde superior y en la pared interior
- Pico de vertido en las 4 esquinas para facilitar el vaciado del contenido del depósito
- Versión doble compartimento de 25 ml (10 ml + 15 ml) disponible

Ref.	Volumen (ml)	Material	Estéril	Dim. int. L x An x Al (cm)	Unid. de env.	Unid/ bolsa	€/ bolsa
320655	5	Poliestireno	Sí	7,2 x 2,1 x 1,8	1	50	NC -
320656	10	Poliestireno	No	7,2 x 2,1 x 1,8	100	100	NC -
320657	10	Poliestireno	Sí	7,2 x 2,1 x 1,8	1	100	NC -
320658	25	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	NC -
320659	25	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	NC -
320660	25	Poliestireno	No	10,2 x 2,5 x 2,1	100	100	NC -
320661	50	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 3	5	200	NC -
320662	50	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 3	1	100	NC -
320663	50	Poliestireno	No	10,2 x 2,5 x 3	100	100	NC -
320664	50	PVC	Sí	10,2 x 2,5 x 3	5	100	NC -
320665	50	PVC	No	10,2 x 2,5 x 3	100	100	NC -
320666	100	Poliestireno	Sí	10,9 x 4,8 x 3,2	5	200	NC -
320667	100	Poliestireno	Sí	10,9 x 4,8 x 3,2	1	100	NC -
320668	100	Poliestireno	No	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	NC -
320669	100	PVC	No	10,9 x 4,8 x 3,2	100	100	NC -
320670*	25 (10 y 15 ml)	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 2,1	5	200	NC -
320671*	25 (10 y 15 ml)	Poliestireno	Sí	10,2 x 2,5 x 2,1	1	100	NC -

* Versión doble compartimento.

Depósitos de reactivos estériles de 25 ml y 100 ml MATRIX



- De poliestireno, graduación interna
- Pico de vertido en los 4 lados
- Base ancha para una buena estabilidad
- Esterilizados por rayos gamma

Ref.	Volumen (ml)	Unid. de env.	Unid./caja	€/ caja
446005	25	10	100	NC -
446006	25	1	50	NC -
446011	100	10	100	NC -
446012	100	1	50	NC -