Depósitos de reactivos de un solo uso

Nuevo concepto de depósito. Se entrega plano: debe doblarse en forma de V. Envasado por 5 unid.

- Dos volúmenes: 30 o 40 ml
- De polipropileno, estéril o no estéril
- Para pipetas de 8, 12 o 16 canales
- Fondo en V para facilitar la recuperación de todo el líquido



Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Para pipetas	Unid./caja	€/ caja
091059	30	No	8 y 16 canales	50	**NC -**
091060	40	No	12 canales	50	**NC -**
091091	30	Sí	8 y 16 canales	50	**NC -**
091092	40	Sí	12 canales	50	**NC -**

Depósito 175 ml

- Depósito con fondo en V, capacidad : 175 ml
- De polipropileno autoclavable: 121 °C, 15 psi, 15 minutos
- Graduaciones hasta 150 ml en incrementos de 25 ml
- Base muy estable, tapa de apertura con una sola mano
- Dos versiones: estéril (envasado por 5 unid.) o no estéril, con o sin tapa



Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Unid./caja	€/ caja
760239	No	Sí	100	**NC -**
760240	No	No	100	**NC -**

Depósitos de reactivos biodegradables

- Esterilizados por rayos Gamma
- Estables
- Graduados en el interior

Ref.	Volumen (ml)	L x An base (cm)	L x An x p* pocillo (cm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
053481	25	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	**NC -**
053480	25 (doble depósito)	14,6 x 5,8	10,8 x 2,7 x 2,3	10	100	**NC -**
053482	50	14,6 x 6,3	10,8 x 2,6 x 2,5	10	100	**NC -**
053479	100	15 x 8,5	10,8 x 4,9 x 3,2	10	100	**NC -**

* en el fondo.

GoGreen

Depósitos y envases biodegradables



Depósitos de reactivos de poliestireno

- De poliestireno blanco para una mejor visibilidad del reactivo
- Para transferencias repetitivas de reactivos
- Fondo en V para una fácil recuperación del reactivo
- Estériles



Ref.	Volumen (ml)	Unid. de env.	Unid./caja	€/ caja
978377	50	1	80	**NC -**
978378	50	5	200	**NC -**
978380	55	1	80	**NC -**
978379	55	5	200	**NC -**

Depósitos de doble compartimento de 25 ml

2 compartimentos: uno para una pipeta de 8 canales, otro para una pipeta monocanal o de 4 canales

- Volumen total : 25 ml
- Esterilizado con rayos gamma



Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./caja	€/ caja
446007	Depósito de reactivos doble	10	100	**NC -**
446008	Depósito de reactivos doble	1	50	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB