Depósitos desechables HTS

- Formatos de 96 o 384 pocillos
- Uso único de poliestireno blanco (HIPS) con un soporte de formato SBS
- Volumen del trabajo 75 ml
- Con soporte de poliestireno negro reutilizable
- Disponible estéril o no estéril

384 pocillos, blanco con 2 soportes				96 pocillos, blanco con 2 soportes			
No estéril	€ 100 unid.	Estéril	€ 100 unid.	No estéril	€ 100 unid.	Estéril	€ 100 unid.
097806	NC -	097807	NC -	097816	NC -	097817	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
097818	Bases para depósitos	10	NC -



Depósito robótica deepwell HTS


- Depósitos de uso único tipo deepwell perfil alto o perfil bajo
- En formatos de 96 pocillos u 8 canales
- Uso único de poliestireno blanco (HIPS) con un soporte de formato SBS
- Con soporte de poliestireno negro reutilizable
- Volumen máximo de 300 ml
- Disponible estéril o no estéril

Depósito 8 canales deepwell alto con 2 soportes				Depósito 8 canales deepwell bajo con 2 soportes			
No estéril	€ 100 unid.	Estéril	€ 50 unid.	No estéril	€ 100 unid.	Estéril	€ 100 unid.
097808	NC -	097809	NC -	097810	NC -	097811	NC -

Depósitos blancos de 96 pocillos deepwel con 2 soportes			
No estéril	€ 50 unid.	Estéril	€ 50 unid.
097812B	NC -	097813	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
097818	Bases para depósitos	10	NC -



Depósitos de reactivos reutilizables



Depósitos de reactivos de polipropileno autoclavables.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
047176	Depósito 1 pocillo 60 ml en V (140 x 48 mm)	5	NC -
061001	Depósito 1 pocillo 70 ml en V	20	NC -
047179	Depósito 1 pocillo 100 ml (ancho 75 mm)	10	NC -
047180	Depósito 8 pocillos 10 ml (ancho 75 mm)	10	NC -
061002	Depósito 1 pocillos 175 ml con tapa abatible (L x an x al = 120 x 80 x 35 mm)	20	NC -

Depósito 12 canales Flip



- Colores variados: azul, verde, rojo, amarillo y transparente
- 12 canales de 5 ml
- Pocillos Flip-Side para 50 ml
- De un solo uso, no estéril
- Para pipeta simple o multicanal
- Canales numerados del 1 al 12

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
010182	Depósitos de 12 canales Flip colores variados	25	NC -

Astucia

Encuentre los depósitos de almacenamiento 2 en 1, 3 en 1 y SideCar en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB