
Depósito de reactivos



- De polipropileno
- Forma baja
- Formato SBS
- Dimensiones L x An x Al : 127,8 x 85,5 x 31,4 mm
- Altura interior : 26,9 mm
- Compatibles con los autómatas
- Bajo volumen muerto
- Resiste hasta -80 °C
- Producido en sala blanca con certificación de clase 8

DNasa RNasa

Ref.	Descripción	Fondo	Unid./ caja	€/ caja
135730	Depósito 190 ml	Plano	50	**NC -**
135731	Depósito 8 canales	Cónico	50	**NC -**
135732	Depósito 12 canales	Cónico	50	**NC -**
135733	Depósito 96 pocillos	Cónico	50	**NC -**
135734	Depósito 384 pocillos	Cónico	50	**NC -**


Depósitos 75 ml autoclavables con tapa



Depósito de polipropileno autoclavable y reutilizable.
Se puede completar con una tapa para almacenar soluciones.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
446009	Depósito de 75 ml sin tapa	10	**NC -**
446010	Tapa para depósito de 75 ml	10	**NC -**

Depósitos 12 canales



- De polipropileno
- Temperatura de uso: - 80 °C a + 121 °C
- Canales de 3 ml
- Envase individual
- Se entregan con tapa

Ref.	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
141152	No	50	**NC -**
141153	Sí	20	**NC -**

Depósitos de reactivos V-Groove 2-125 ml Matrix



- Depósitos 12 canales de volumen 125 ml
- Permite rellenar todos los canales de un distribuidor de 96 canales de 1 ml cada uno
- Volumen mínimo total : 5 ml
- Especialmente adaptados para su uso en robótica
- Fondo en forma de V para una máxima recuperación
- De polipropileno autoclavable

Ref.	Volumen máx (ml)**	Altura (mm)	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
446000	95 / 125	27,4	No	10	20	**NC -**
446001	95 / 125	27,4	Sí	10	20	**NC -**
446441	160 / 220	41,1*	No	10	20	**NC -**
446478	160 / 220	41,1*	Sí	10	20	**NC -**

* Deepwell ** Con deflector / sin deflector