

Portaobjetos para reacción de inmunofluorescencia Immuno-Cell

Portaobjetos para reacción de inmunofluorescencia con revestimiento de teflón opaco negro.

- Revestimiento muy hidrófobo
- Evita la contaminación entre pocillos

Disponibles en otros colores (azul, verde, amarillo, gris, blanco y naranja)
Para un encargo mínimo de 1000 portaobjetos. Consultar.





6110047B 6110023B 6110027B

Ref.	Zona mate	No. pocillos	ø pocillos (mm)	Pocillos numerados	€ la caja de 500
6110000B	Sí	1	8	No	**NC -**
6110047B	Sí	1	8 (Clamidia)	No	**NC -**
61100101B	Sí	1	13 (Anillo)	No	**NC -**
6110024B	Sí	1	18	No	**NC -**
6110021B	Sí	2	8	Sí	**NC -**
6110010B	Sí	2	10	Sí	**NC -**
6110076B	Sí	2	11	No	**NC -**
6110089B	Sí	2	12	No	**NC -**
61100102B	Sí	2	13 (Anillo)	No	**NC -**
6110074B	Sí	2	15	No	**NC -**
6110081B	Sí	2	19	No	**NC -**
6110023B	Sí	2	25 x 20 (Rectángulo)	No	**NC -**
6110001B	Sí	3	8	No	**NC -**
6110002B	No	3	10	Sí	**NC -**
6110022B	Sí	3	10	No	**NC -**
6110030B	Sí	3	11	No	**NC -**
6110003B	No	3	12	Sí	**NC -**
6110004B	Sí	3	14	No	**NC -**
6110041B	Sí	3	14 (Anillo)	No	**NC -**
6110060B	Sí	4	6	No	**NC -**
6110075B	Sí	4	7	Sí	**NC -**
6110037B	Sí	4	8	Sí	**NC -**
6110069B	Sí	4	9	Sí	**NC -**
6110059B	Sí	4	10	No	**NC -**
6110052B	Sí	4	11	No	**NC -**
6110018B	No	4	14	No	**NC -**
6110061B	Sí	6	5	No	**NC -**
6110086B	No	6	10	No	**NC -**
6110027B	Sí	6	8 x 14 (Óvalo)	No	**NC -**
6110005B	Sí	8	6	Sí	**NC -**
6110058B	Sí	8	8	Sí	**NC -**
6110082B	No	8	8	No	**NC -**

Ref.	Zona mate	No. pocillos	ø pocillos (mm)	Pocillos numerados	€ la caja de 500
6110006B	Sí	10	4	No	**NC -**
6110011B	Sí (izquierda)	10	5	No	**NC -**
6110087B	Sí (derecha)	10	5	Sí	**NC -**
6110043B	No	10	5 (Hep-2)	Sí	**NC -**
6110063B	Sí (izquierda)	10	6	Sí	**NC -**
6110014C	Sí (derecha)	10	6	Sí	**NC -**
6110017B	Sí	10	6	No	**NC -**
6110016B	Sí	10	7	Sí	**NC -**
6110009B	Sí	10	8	No	**NC -**
6110015B	Sí	10	8	Sí	**NC -**
6110051B	No	10	8	Sí	**NC -**
6110033B	Sí	12	3	No	**NC -**
6110020B	Sí	12	4	Sí	**NC -**
6110077B	Sí	12	5	Sí	**NC -**
6110029B	Sí	12	6	No	**NC -**
6110070B	Sí	12	6	Sí	**NC -**
6110091B	Sí	12	7	Sí	**NC -**
6110019B	No	12	8	Sí	**NC -**
6110026B	Sí	14	5	Sí	**NC -**
6110025B	Sí	15	4	No	**NC -**
6110035B	Sí	18	4	No	**NC -**
6110036B	Sí	18	5	No	**NC -**
6110071B	Sí	18	6	No	**NC -**
6110028B	Sí	21	4	No	**NC -**
6110032B	Sí	24	4	No	**NC -**
6110050B	Sí	30	3	No	**NC -**
6110012B	Sí	36	2	No	**NC -**

