Placas de Petri ClearLine®

ClearLine

- Fabricado de poliestireno cristalino, claridad superior
- Fabricación en condiciones ISO Clase 7
- Disponible aséptico o estéril (irradiado con E-Beam, 10 kgy)

				Asépticos		Irradiadas E-Beam	
Dimensiones* (mm)	Lengüetas	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
55 x 14 (Ø x Al)	Sin	15	1200	076059	NC -	076059S	NC -
55 x 14 (Ø x Al)	3	15	1200	076058	NC -	076058S	NC -
90 x 13 (Ø x Al)	Sin	20	500	020006B	NC -	020006BS	NC -
90 x 14,2 (Ø x Al)	3	33	825	257045	NC -	-	-
90 x 13 (Ø x Al)	3	20	500	076084B	NC -	076084BS	NC -
90 x 13 (Ø x Al)	3	20	500	-	-	-	-
120 x 120 x 15 (An x L x Al)	4	10	240	076063	NC -	076063S	NC -
140 x 13 (Ø x Al)	4	15	165	076060B	NC -	076060SD	NC -



* Dimensiones generales, consulte las fichas técnicas en nuestras WEB para más detalles.
** Doble envase.

Discos para análisis de antibióticos

- Discos de celulosa para antibiogramas
- Diámetro : 6, 9, 13 y 25 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
074074	Disco para antibiograma 6 mm	1000	NC -
074113	Disco para antibiograma 9 mm	1000	NC -
074114	Disco para antibiograma 13 mm	1000	NC -



Placas de Petri Greiner Bio-One


greiner BIO-ONE

Placas de Petri

Placas de Petri de poliestireno, con o sin lengüetas, de excelente claridad, de alta calidad con fondo plano y estable. Una versión "pesada" con más cuerpo que refuerza aún más la estabilidad.
3 versiones: aséptica (no esterilizada por radiación), estéril irradiada E-Beam (bombardeo de electrones) y estéril irradiada con rayos gamma.

				Aséptico		Irradiada E-Beam		Irradiada Gamma	
ø x al (mm)	Lengüe-tas	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
35 x 10	Sí	10	740	627102	NC -	-	-	-	-
55 x 12***	No	15	1620	020003	NC -	-	-	-	-
60 x 15	Sí	20	600	628102	NC -	628161	NC -	628162B	NC -
93 x 21*	Sí	15	360	664102	NC -	-	-	664161	NC -
94 x 16	Sí	20	480	633180	NC -	-	-	-	-
94 x 16	No	20	480	632180	NC -	-	-	-	-
94 x 16*	No	20	480	-	-	-	-	632191	NC -
145 x 20	Sí	15	120	639102	NC -	639161	NC -	639101	NC -
120 x 120 x 17 (cuadrada)	Sí	10	240	688102	NC -	-	-	688162	NC -

* Versión pesada, alta estabilidad
** Versión económica.
*** Doble envase y fácil apertura.





Placas de Petri Contact

Las placas de Petri Contact están diseñadas específicamente para el muestreo de superficies para localizar o identificar microorganismos. El fondo de la placa está cuadriculado para facilitar el recuento de las colonias. Las placas Contact están disponibles en versión aséptica (no esterilizada por radiación) o estéril irradiada E-BEAM.

Ref.	Dimensiones (mm)	Lengüeta	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
629161	65 x 15	No	E-Beam	20	600	NC -
629180	65 x 15	Sí	E-Beam	20	600	NC -
629102	66 x 15	No	Aséptico*	20	600	NC -

* No se esteriliza por radiación.

Ver páginas 683 y siguientes para los medios bacteriológicos



Placas de Petri especiales

Ref.	ø x al (mm) / característica	Ventilada	Aséptico*	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
635102	94 x 16 2 compartimentos	Sí	Sí	20	480	NC -
657102	6 pocillos 15 ml	Sí	Sí	2	100	NC -

* No se esteriliza por radiación.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB