Jarras anaeróbicas con racks para placas de Petri

Para el cultivo de organismos en anaerobiosis o para organismos microaerófilos.

- Con válvulas para la evacuación y el relleno del gas deseado
- Contenedores robustos de acero inoxidable
- Estables frente a los UV
- Fácil de limpiar
- Tapas de PVC
- Manométros montados sobre la tapa, visualización de la presión positiva de -1 a +0,2 bares



Jarras anaeróbicas

Ref.	Tipo	Para	Vol. (l)	Dim. Ø x al (mm)	Material cuerpo/tapa	Conexiones	Racks utilizables	Nº de pack gas	€
110711	Cristal	15 placas de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	PC transparente	2 válvulas, 1 manómetro	110723, 110728, 110724	1	**NC -**
110719	Ancho	15 placas de Petri, Ø 60-150 mm	6	175 x 260	Acero inox/ plástico negro	2 válvulas, 1 manómetro	110723, 110724, 110725, 110727, 110728, 110726	2	**NC -**
110720	Pequeño	10 placas de Petri, Ø 60-100 mm	2	120 x 170	Acero inox/ plástico negro	2 válvulas, 1 manómetro	110723, 110724, 110728	1	**NC -**
110721	Estándar	15 placas de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acero inox/ plástico negro	2 válvulas, 1 manómetro	110723, 110724, 110728	1	**NC -**
110722	Eco	15 placas de Petri, Ø 60-100 mm	3	120 x 270	Acero inox / PC transparente	Tornillo de ventilación	110723, 110724, 110728	1	**NC -**

Racks

Ref.	Descripción	€
110723	Rack para 10 placas de Petri, Ø 60 - 100 mm	**NC -**
110724	Rack para 15 placas de Petri, Ø 60 - 100 mm	**NC -**
110725	Rack para 10 placas de Petri, Ø 60 - 150 mm	**NC -**
110726	Rack para 45 placas de Petri, Ø 60 mm	**NC -**
110727	Rack para placas multipocillos	**NC -**
110728	Rack para 9 tubos, Ø 18 mm	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
110712	Bolsa GasPack Kit anaeróbico, capacidad 3,5 l	10	**NC -**
110713	Bolsa GasPack Kit CO_2, capacidad 2,5 l	10	**NC -**
110714	Bolsa GasPack Kit microaerophil, capacidad 3,5 l	10	**NC -**
110715	Indicador de anaerobiosis	100	**NC -**

Jarra para anaerobiosis

GASPAK EZ

- Para 15 ó 30 cajas

Ref.	Jarra anaeróbica	€
260671	para 15 placas	**NC -**
260672	para 30 placas	**NC -**





Gradillas

Ref.	Descripción	€
260673	Gradilla para 15 - 18 placas de Petri para GasPak™ EZ estándar	**NC -**
260674	Gradilla para 30 - 33 placas de Petri para GasPak™ EZ grande	**NC -**

Generador e indicador de atmósfera anaeróbica



Se satura una almohadilla con azul de metileno. Este color cambia de azul a incoloro en ausencia de oxígeno.

- Para producir una atmósfera anaeróbica
- Indicador de atmósfera anaeróbica
- Para recipiente redondo o recipiente EZ
- Por pack de 20

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
0260001	Sistema generador de atmósfera anaeróbica	20	**NC -**
176047	Banda indicadora de atmósfera anaeróbica	100	**NC -**

Sistema generador de atmósfera de bolsillo



- Para 2 placas Petri, diámetro 90 mm
- Por pack de 20

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
260683	Sistema generador de atmósfera anaeróbica GasPak EZ	20	**NC -**
260684	Sistema generador de atmósfera de CO_2 GasPak EZ	20	**NC -**