Precinto de cierre para placa de Petri


Para sellar placas de Petri y microplacas.
Precinto adhesivo elástico para precintar y cerrar placas de Petri y microplacas.

- Limita los riesgos de evaporación
- Reduce los intercambios gaseosos y los riesgos de contaminación
- Ancho : 12,7 mm, longitud : 35 m
- Flexible, estirable
- Buena resistencia a los disolventes, impermeable a los líquidos
- Temperatura de uso : de -30 °C a +70 °C

Color	Transparente	Blanco	Rojo	Amarillo	Azul	€ el rollo
Ref.	053001	053002	053003	053004	053005	NC -



Gradillas de distribución para placas de Petri



Gradilla de acero con revestimiento de epoxi para el almacenaje y la distribución de placas de Petri.

- 2 modelos: soporte para un solo bloque o para 3
- Carga por arriba
- Acepta 11 ó 3 x 14 placas de Petri ø 90 mm ó 100 mm de poliestireno
- La placa de extrae por abajo

Ref.	Modelo	L x An x Al (mm)	Capacidad de placas	€
150305	55	36	280 x 210 x 130	NC -
150304	65	36	310 x 210 x 140	NC -

Gradillas para placas de Petri



- De acero recubierto epoxi
- No apto para placas de Petri de vidrio
- Carga por la parte superior
- Con asa para transportar placas de Petri de Ø 100 mm ó 90 mm

Ref.	Número de columnas	L x An x Al (mm)	Capacidad de placas	€
086630	1	108 x 108 x 356	20	NC -
086631	3	343 x 105 x 305	42	NC -

Raks para placas de Petri PetriPile



- Para placas de Petri Ø 55, 65, 90 y 150 mm
- Para la manejo, el transporte, el almacenamiento
- Autoclavable y apilable
- Con zona de marcado
- Conforme norma ISO 7218
- Todo de acero inox.

Ref.	Ø placa (mm)	Capacidad placas de Petri	L x An x Al (mm)	€
150305	55	36	280 x 210 x 130	NC -
150304	65	36	310 x 210 x 140	NC -
150303	90	36	380 x 270 x 140	NC -
150328	150	16	375 x 355 x 135	NC -

Dispensador 2 x 15 placas de Petri



- En acrílico
- Para 2 x 15 placas de Petri de ø 100 mm
- Para colocar sobre la mesa de laboratorio ó fijar en la pared (incluye tornillo)
- Dimensiones: 222 x 107 x 236 mm

Ref.	Descripción	€
037798	Distribuidor de placas de Petri	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB