Inoculadores y escarificadores Nunc



- Alta precisión, rigurosa calidad de fabricación
- Esterilizados por rayos gamma

Unid./ bolsa	12	50
Unid./caja	2400	4000
Inoculador 1 µl	**055254**	**055255**
Inoculador 10 µl	**055256**	**055257**
Vaccinostyle	-	**055258**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Inoculadores de acero inoxidable



Inoculadores de acero inoxidable de 1,5 mm, 2,5 mm y 4 mm de diámetro.

Ref.	Descripción	€
076265	Inoculador, diámetro 1,5 mm	**NC -**
076266	Inoculador, diámetro 2,5 mm	**NC -**
076267	Inoculador, diámetro 4,5 mm	**NC -**

Inoculadores de nicromo



- Asas de inoculación de nicromo, calibradas o no, sin mango o, con mango de aluminio forrado
- Para el calibrado, usar las varillas para asa 1 µl ó 10 µl

Asas de inoculación no calibradas sin mango

Ref.	Descripción	€ 25 unid.
042842	Asa de inoculación sin mango ø 2 mm - 26 Ga	**NC -**
042843	Asa de inoculación sin mango ø 3 mm - 26 Ga	**NC -**
042844	Asa de inoculación sin mango ø 4 mm - 26 Ga	**NC -**
042845	Asa de inoculación sin mango ø 5 mm - 26 Ga	**NC -**

Asas de inoculación no calibradas con mango de aluminio forrado

Ref.	Diámetro (mm)	Tipo	Longitud (mm)	€ 5 unid.
042854	2	26 Ga	200	**NC -**
042855	3	26 Ga	200	**NC -**
042856	4	26 Ga	200	**NC -**
042857	5	26 Ga	200	**NC -**

Asas de siembra

Ref.	Descripción	€
068651	Asa de platino irradiado ø 3 mm (no incluye el mango, mangos compatibles : 042850 y 042849, ver cuadro)	**NC -**
068655	Asa de níquel-cromo ø 3 mm	**NC -**


Mangos para asas

Ref.	Descripción	€
042848	Mango para asa, de aluminio - longitud 150 mm	**NC -**
042849	Mango para asa, de aluminio - longitud 175 mm	**NC -**
042850	Mango para asa, de latón - longitud 150 mm	**NC -**
042851	Mango para asa, de latón - longitud 175 mm	**NC -**

Galgas de calibración

Ref.	Descripción	€
042852	Galga de calibración para asa 1 µl	**NC -**
042853	Galga de calibración para asa 10 µl	**NC -**

Asas de inoculación y agujas reutilizables



- Asas de nicrom, de alambre trenzado
- Suministradas con o sin mango
- Asas calibradas suministradas con certificado de calibración (ASM/APHA Evans Blue Dye test protocols)

Ref.	Tipo	Mango	Calibrada	Dimensiones	Unid./ caja	€/ caja
141174B	Asa	No	No	ø int. 2,45 mm	25	**NC -**
141175B	Asa	No	No	ø int. 3,41 mm	25	**NC -**
141176B	Asa	No	No	ø int. 5,45 mm	25	**NC -**
141172	Asa	No	Sí	ø int. 4 mm (10 µl)	5	**NC -**
141173	Asa	No	Sí	ø int. 1,45 mm (1 µl)	5	**NC -**
141179B	Asa	Sí (azul)	No	ø int. 2,5 mm	5	**NC -**
141180B	Asa	Sí (verde)	No	ø int. 3,5 mm (3,1 µl)	5	**NC -**
141181B	Asa	Sí (rojo)	No	ø int. 5,5 mm (5,45 µl)	5	**NC -**
141182	Asa	Sí	Sí	ø int. 1,45 mm (1 µl)	5	**NC -**
141183	Asa	Sí	Sí	ø int. 4 mm (10 µl)	5	**NC -**
141184	Aguja	-	-	-	1	**NC -**
141177	Mango	-	-	L = 15 cm	1	**NC -**
141178	Mango	-	-	L = 20 cm	1	**NC -**