Plato giratorio Petriturn-E y Petriturn-M para placas de Petri

Características Petriturn-M

- Aparato potente de larga duración debido al elevado peso del plato giratorio
- Se puede usar por ambas caras para facilitar el uso óptimo de las placas de Petri ø 100 y 150 mm
- Tamaño 160 x 70 mm
- Peso: aprox. 2,3 kg

Características Petriturn-E

- Aparato de acero inoxidable con motor eléctrico y sensor que permite manejar el plato giratorio sin contacto
- Se emplea para superficies líquidas uniformes de agar en placas de Petri
- Para placas de Petri hasta 100 mm de diámetro (150 mm disponible y otros diámetros disponibles bajo pedido)
- Gira a una velocidad de 10 a 100 r.p.m., ajustable en continuo para duraciones de 3 segundos a 2 min, o fija
- Opción: conexión de un pedal
- Tamaño 160 x 170 mm
- Peso: aprox. 1 kg
- Duración de la utilización : 3 s – 2 min / non-stop


Petriturn-M


Petriturn-E

Ref.	Descripción	€
150594	Petriturn-E eléctrico 230 V	NC -
150595	Petriturn-M manual	NC -
150596	Pedal para Petriturn-E	NC -
150597	Soporte para placa Petri hasta 150 mm	NC -
150598	Inoculador de acero inoxidable 180 mm	NC -
150599	Inoculador de vidrio 145 mm	NC -


150598 150599

Replicador para placas de Petri


El sistema permite la réplica de las colonias bacterianas según la técnica "de réplica mediante terciopelo". Para caja 90 mm. El sistema incluye:

+ una base de PVC de 52 mm de altura;
+ un cuadrado de terciopelo 100 % algodón (152 x 152 mm) ;
+ una anilla de aluminio para fijar el terciopelo sobre la base.



Ref.	Descripción	€
085884	Replicador (base + anilla) con 12 cuadrados de terciopelo estériles	NC -
085885	Cuadrados de terciopelo estériles (3 bolsas de 12)	NC -

Inoculadores de poliestireno



Longitud (mm)	194	
Unid. de envase	20	1
Unid./caja	7000	2000
Inoculador 1 µl	483047	483049
€/caja	NC -	NC -
Inoculador 10 µl	483048	483050
€/caja	NC -	NC -

Inoculadores Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES

- De poliestireno
- Cabeza lisa
- Asa rígida
- Esterilizados con óxido de etileno
- En bolsas pelables de 20

Ref.	Volumen (µl)	Color	Longitud (mm)	Unid.* de env.	Unid./ caja	€/ caja
055777	10	Verde	172	1000	6000	NC -
055775	1	Transparente	170	1000	6000	NC -
055774	10	Azul	199	1000	6000	NC -
055776	1	Azul	199	1000	6000	NC -

* en bolsas pelables de 20.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB