
## Inoculadores en forma de rastrillo



Dimensiones: 172 x 37 x 14 mm. Fácil de manejar. Estériles

| Ref. | Descripción | € 500 unid. |
|---|---|---|
| 037877 | Esparcidores estériles | NC - |

## Espátulas Drigalski



- De vidrio
- L x An x ø : 145 x 50 x 5 mm
- Para una distribución uniforme del material biológico

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 140605 | Espátula de Drigalski 145 x 50 mm | NC - |

## Inoculadores de acero inoxidable

Para esparcir bacterias en placas de Petri.

- De acero inoxidable
- Autoclavables
- Esterilizables por llama
- Longitud: 302 mm
- Dos anchos: 16 o 25 mm



| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 085968 | Inoculador de acero inoxidable, ancho 16 mm | NC - |
| 085969 | Inoculador de acero inoxidable, ancho 25 mm | NC - |

## Espátulas de agitación doble :



Espátulas de doble función:
+ espátula de agitación en un extremo (30 x 7 mm);
+ varilla de inoculación en el otro extremo (38 x 1 mm).

- Longitud total : 150 mm. Grosor : 7 mm.

| Ref. | Descripción | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| 999065 | Agitador inoculador estéril | 5 | 1000 | NC - |

## Varillas de agitación



- En vidrio sodocálcico o de borosilicato
- Diámetro : 8 mm, longitud : 250 mm

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 673329 | Varilla de agitación de vidrio sodocálcico | NC - |
| 673330 | Varilla de agitación de vidrio borosilicato | NC - |

## Pinza de muestreo estéril

- Con superficie interna con relieves para mejor prensión de los objetos
- Estéril, envase unitario

| Ref. | Descripción | Longitud (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| 085931 | Pinzas de muestreo | 108 | 25 | NC - |





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB