
Palillos



- Palillos de madera
- 3 dimensiones
- 100% certificado para el contacto con los alimentos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
711952	Palillo de 1 punta, 66 mm	1000	NC -
711953	Palillo de 2 puntas, 68 mm	1000	NC -
711954	Palillo de 2 puntas, 80 mm	1000	NC -

Palillos de madera



Ref.	Longitud (mm)	ø (mm)	Número de puntas	Unid./ caja	€/ caja
046002	80	1,8	2	100	NC -
046003	80	1,8	2	1000	NC -
046098	68	1,8	2	1000	NC -
534804	65	2	1	800	NC -

Bastoncillo de algodón



- Varilla de madera

Ref.	Número de cabezas	Dim. varilla Ø x l (mm)	Ø cabeza (mm)	Unid./ caja	€/ caja
046027	2	2,2 x 80	6	100	NC -

Palillos de madera SmartPicks



- 3 longitudes : 32,5 mm, 63,5 mm y 152,4 mm
- Versión de 32,5 mm adecuada para tubos de 1,5 ml
- 2 tamaños de punta: 1,6 mm (biselado) y 0,4 mm (punta de aguja)
- Autoclavables

Ref.	Longitud (mm)	ø punta (mm)	Unid./ caja	€/ caja
320058	32,5	1,6	2000	NC -
320059	32,5	0,4	2000	NC -
320060	63,5	1,6	1500	NC -
320061	63,5	0,4	1500	NC -
320062	152,4	1,6	500	NC -
320063	152,4	0,4	500	NC -


Depresor lingual



- De madera
- Contacto liso
- Extremidades redondeadas
- No estéril, un solo uso

Ref.	Descripción	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
046009	Depresor lingual de madera	150 x 18	100	NC -

Escobillones Histobrush



Para la toma de muestras endocervicales. Toma de muestras intactas. Escobillón estéril con forma de cepillo para la extracción de células, investigación de Chlamydia, toma de muestras según el método de Papanicolau, toma de muestras en ETS, etc.

- Eficacia 70 veces superior al escobillón tradicional
- Estéril, en embalaje individual
- Longitud: 20 cm

Ref.	Descripción	€
252188	Escobillones Histobruch estériles	NC -

Escobillones para toma de frotis nasofaríngeo

Escobillones secos

DNasa RNasa · ADN humano · Pirógenos



Varilla	Material	ABS
	Longitud (mm)	153
	Ø (mm)	2,5
	Desmontable (mm)	100
Punta	Material	Nylon
	Ø (mm)	3
Volumen medio (ml)		3

- Material varilla: ABS
- Longitud total : 150 mm
- Diámetro : 2,5 mm
- Vástago desmontable a: 82,5 mm
- Punta de nylon flocada
- Anchura : 3 mm
- Grosor : 3 mm
- Longitud: 16 mm
- Estériles
- CE y FDA
- En envase unitario

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
011990	Escobillón en bolsa pelable	100	NC -

Escobillones con medio

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
010233	Tubo de 10 ml con 3 ml de medio de transporte - conservación	500	NC -
010234	Tubo de 10 ml con 3 ml de medio de conservación - inactivación del virus	500	NC -