Escobillones para diagnósticos

Puritan
Quality since 1919

Escobillones con punta en rayón

Para la recogida de muestras de diagnósticos, el tratamiento de heridas y las aplicaciones medicinales.

- Puntas de fibra de rayón

Ref.	Estéril	Material varilla	Tipo de punta	Tubo de transporte	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
263080	No	Aluminio	Muy fina	No	100	100	NC -
252190	Sí	Aluminio	Muy fina	No	1	50	NC -
263082	Sí	Aluminio	Muy fina	No	1	50	NC -
263083	No	PS	Estándar	No	100	1000	NC -
263084	No	PS	Estándar	No	100	1000	NC -
263085	Sí	PS	Estándar	No	1	100	NC -
263087	No	Madera	Estándar	No	100	1000	NC -
263088	Sí	Madera	Estándar	No	1	100	NC -
263089	Sí	Madera	Estándar	No	2	200	NC -
263090	No	Papel	Gruesa	No	50	50	NC -
263091	Sí	PS	Gruesa	No	1	50	NC -
263092	Sí	PS	Gruesa	No	2	100	NC -
263093	No	PP	Gruesa	No	50	50	NC -
263094	No	PP	Gruesa	No	50	50	NC -
263095	No	PS	Gruesa	No	2000	2000	NC -

Escobillones con punta de poliéster

Para el transporte de muestras, trabajos de laboratorio y kits de diagnóstico.

- Puntas de fibra de poliéster de calidad médica
- Sin ácidos grasos ni azúcares latentes

Ref.	Estéril	Material varilla	Tipo de punta	Tubo de transporte	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
263096	No	Aluminio	Muy fina	No	100	100	NC -
263097	Sí	Aluminio	Muy fina	No	1	50	NC -
263098	Sí	PS	Muy fina	No	1	50	NC -
263099	No	Aluminio /PS	Muy fina	No	100	100	NC -
263100	Sí	Aluminio /PS	Muy fina	No	1	50	NC -
263102	No	PS	Estándar	No	100	1000	NC -
263103	No	PS	Estándar	No	100	1000	NC -
263104	Sí	PS	Estándar	No	1	100	NC -
263105	Sí	PS	Estándar	No	2	200	NC -
263004	Sí	PS	Estándar	Sí	1	100	NC -
263106	Sí	PS	Estándar	Sí	2	60	NC -
263108	No	Madera	Estándar	No	100	1000	NC -
263109	Sí	Madera	Estándar	No	1	100	NC -
263110	Sí	Madera	Estándar	No	2	200	NC -
263111	Sí	PS sólido	Estándar	No	1	100	NC -
263112	Sí	PS sólido	Estándar	No	2	200	NC -
263113	Sí	Madera	Fina	No	2	200	NC -
263114	No	PPE/PS	Muy fina	No	100	100	NC -
263115	Sí	PPE/PS	Muy fina	No	1	100	NC -



Escobillones con punta de espuma

Para una amplia gama de aplicaciones clínicas y de ADN.

- Puntas de espuma de grado médico

Ref.	Estéril	Material varilla	Tipo de punta	Tubo de transporte	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
263073	Sí	Acetal	Pequeña	No	1	50	NC -
263075	Sí	PS	Estándar	Especial*	1	100	NC -
263076	Sí	PP	Rectangular	No	1	50	NC -
263077	Sí	PP	Grande	No	1	50	NC -
036414B	Sí	PP	Gruesa	No	1	50	NC -
263078	No	PS	Alargada no abrasiva	No	100	100	NC -
263079	Sí	PS	Alargada no abrasiva	No	1	100	NC -

* la varilla está unida al tapón del tubo, lo que garantiza que la muestra se mantenga sin contacto con las paredes.

Escobillones de alginato de calcio

Para una amplia gama de aplicaciones clínicas y de ADN.

- Puntas de alginato de calcio de calidad médica

Ref.	Estéril	Material varilla	Tipo de punta	Tubo de transporte	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
263116	Sí	Aluminio	Muy fina	No	1	50	NC -
263118	No	PS	Estándar	No	100	1000	NC -
263119	Sí	PS	Estándar	No	1	100	NC -
263120	Sí	PP	Estándar	No	2	200	NC -
263121	No	Madera	Estándar	No	100	1000	NC -
263122	Sí	Madera	Estándar	No	1	100	NC -
263123	No	Madera	Estándar	No	2	200	NC -

Escobillones de algodón con tapón de transporte Cap-Shure

Para la recogida de muestras de ADN o pruebas.

- Puntas de algodón
- Se suministra con tapón resellable y ventilado



Ref.	Estéril	Material varilla	Tipo de punta	Tubo de transporte	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/caja
263124	Sí	Madera	Estándar	Cap-Shure	1	50	NC -
263125	Sí	PS	Estándar	Cap-Shure	1	50	NC -

Escobillón para medicina legal

Puritan
Quality since 1919

Ref.	Material varilla	Material punta	Tamaño de la punta	Tubo de transporte	Tipo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
263029	Madera	Algodón	Estándar	No	ADN free / RNase free*	1	100	NC -
263030	Madera	Algodón	Estándar	Sí, 2 escobillones/tubo	ADN free / RNase free*	2	100	NC -
263031	Polipropileno	Espuma	Ancha	No	ADN free / RNase free*	1	50	NC -
263032	Plástico	PurFlock	Estándar	Sí	ADN free / RNase free*	1	50	NC -
263033	Polipropileno	Algodón	Estándar	Sí	Control**	1	50	NC -
263034	Madera	Algodón	Pequeña y puntiaguda	Sí	Control**	1	50	NC -
263071	PS flexible	Espuma	Dentada	No	Graduada***	50	50	NC -
263072	PS flexible	Espuma	Dentada	No	Graduada***, Estéril	1	50	NC -

* Estéril, certificado como libre de ARNasa y nivel de ADN < 25 pg
** Estéril, producido y controlado en una sala blanca para limitar la contaminación del ADN
*** Varilla graduada para medir la profundidad de la herida

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB