Cubetas de espectrofotometría de un solo uso ClearLine®



Cubetas desechables en dos tipos de materiales:
+ poliestireno (PS): longitud de onda de 340 a 900 nm ;
+ PMMA (Polimetacrilato de metilo): longitud de onda de 300 a 900 nm.

- Paso óptico : 10 mm
- Envasado en una caja de poliestireno expandido

Ref.	Vol. (ml)	N° de ventanas	Tipo	Material	Rango espectral (nm)	€ 100 unid.
030101	1,6	2	Semi-micro	PS	340/900	NC -
030108	1,6	2	Semi-micro	PMMA	300/900	NC -
030100	4	2	Macro	PS	340/900	NC -
030111	4	2	Macro	PMMA	300/900	NC -

Cubetas de espectrofotometría UVette eppendorf



Cubetas desechables para UV - visible con doble paso óptico: 10 mm o 2 mm. Para ser utilizado en el Biofotómetro Eppendorf.

- Envase individual o en rack
- Medición: 220 a 1600 nm
- Volumen : 50 a 2000 µl
- Altura del haz: 8,5 mm
- L x An x Al : 12,5 x 12,5 x 36 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
033189	Uvette® Eppendorf envase individual	80	NC -
033952	Uvette® Eppendorf en rack	2 packs de 100	NC -

Adaptadores para fotómetros de otras marcas

Las Uvettes® Eppendorf puede utilizarse en la mayoría de los fotómetros gracias a un adaptador.

Ref.	Para fotómetros	€
033337	Altura de haz 8,5 mm	NC -
033338	Altura de haz 10 mm	NC -
033339	Altura de haz 15 mm	NC -
033340	Altura del haz 20 mm (compatible con Varian Cary 50)	NC -
033344	GeneQuant I y II	NC -

Cubetas de espectrofometría desechables Ratiolab

- Cubetas de un solo uso
- Dimensiones exteriores : 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Paso óptico : 10 mm
- Se entraga en cajas de poliestireno resellables de 100 cubetas



Para lectura en UV (220 a 900 nm)

Resina de plástico especial.

Ref.	Vol. (ml)	€ 100 unid.
030106	4	NC -

Para lectura en visible

Ref.	Vol. (ml)	N° de ventanas	Tipo	Material	Rango espectral (nm)	€ 100 unid.
030101R	1,6	2	Semi-micro	PS	340/900	NC -
030108R	1,6	2	Semi-micro	PMMA	300/900	NC -
030109	1,6	2	Semi-micro	Resina*	340/900	NC -
030100R	4	2	Macro	PS	340/900	NC -
030111R	4	2	Macro	PMMA	300/900	NC -
030112	4	2	Macro	Resina*	340/900	NC -

* resina resistente a los disolventes: verificar la compatibilidad (consulte la guía en nuestras WEB)

Tapón para cubetas



Tapones de polipropileno para cubetas.

Ref.	Descripción	€ 1000 unid.
391101	Tapón para cubetas	NC -

Eppendorf® Vis Cuvettes



- Cubetas de un solo uso
- Mediciones en el rango de 300 a 900 nm
- Altura de haz de luz: 8,5 - 15 mm
- Ideal para ensayos colorimétricos de proteínas, OD600, mediciones cinéticas (Cubeta Macro) y fluorescencia

Ref.	Descripción	Volumen min. (µl)	Volumen max. (µl)	Dim. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
933027	Cubeta macro	1000	4500	12,5 x 12,5 x 45	1000	NC -
933028	Cubeta semi-micro	400	3000	12,5 x 12,5 x 45	1000	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB