Cubetas submicro para espectrofotometría


- En cuarzo para volúmenes que van de 10 µl a 160 µl
- Recomendado para mediciones entre 190 y 2700 nm
- Paso óptico de 10 mm
- Con un tapón de polietileno para un cierre hermético
- Dim. ext. An x Pr x Al: 12,5 x 12,5 x 45 mm


Ref.	Al. Z (mm)	Vol. (ml)	Dim. int. An x Al (mm)	€
244759	8,5	0,01	1 x 1	**NC -**
244717	8,5	0,04	2 x 2	**NC -**
244545	8,5	0,05	2 x 2,5	**NC -**
244536	8,5	0,1	2 x 5	**NC -**
244718	8,5	0,16	2 x 8	**NC -**
244719	15	0,01	1 x 1	**NC -**
244720	15	0,04	2 x 2	**NC -**
244523	15	0,05	2 x 2,5	**NC -**
244575	15	0,1	2 x 5	**NC -**
244574	15	0,16	2 x 8	**NC -**
244721	20	0,01	1 x 1	**NC -**
244722	20	0,04	2 x 2	**NC -**
244723	20	0,05	2 x 2,5	**NC -**
244724	20	0,1	2 x 5	**NC -**
244725	20	0,16	2 x 8	**NC -**



NUEVO

Cubetas fluorométricas





NUEVO

						OG				OS			
Paso óptico (mm)	Anl x L ext. (mm)	Al. con tapa /con tapón (mm)	An x L int. (mm)	Volumen (ml)	Ventanas pulidas	Ref. con tapa. PTFE	€	Ref. con tapón de PTFE	€	Ref. con tapa. PTFE	€	Ref. con tapón de PTFE	€
5	12,5 x 7,5	45/48	10 x 5	1,7	2	**244726**	**NC -**	**244730**	**NC -**	**244733**	**NC -**	-	-
10	12,5 x 12,5	45/48	10 x 10	3,5	2	**244727**	**NC -**	**244731**	**NC -**	-	-	**244736**	**NC -**
20	12,5 x 22,5	45/48	10 x 20	7	2	**244728**	**NC -**	**244732**	**NC -**	**244734**	**NC -**	-	-
40	12,5 x 42,5	45/48	10 x 40	14	2	**244729**	**NC -**	-	-	**244735**	**NC -**	-	-

						QS				I			
Paso óptico (mm)	Anl x L ext. (mm)	Al. con tapa /con tapón (mm)	An x L int. (mm)	Volumen (ml)	Ventanas pulidas	Ref. con tapa. PTFE	€	Ref. con tapón de PTFE	€	Ref. con tapa. PTFE	€	Ref. con tapón de PTFE	€
1	12,5 x 3,5	45/55	10 x 1	0,4	2	**244737**	**NC -**	**244744**	**NC -**	-	-	-	-
2	12,5 x 4,5	45/55	10 x 2	0,7	2	**244738**	**NC -**	**244745**	**NC -**	-	-	-	-
5	12,5 x 7,5	45/48	10 x 5	1,7	2	**244739**	**NC -**	**244746**	**NC -**	**244751**	**NC -**	**244755**	**NC -**
10	12,5 x 12,5	45/48	10 x 10	3,5	2	**244515**	**NC -**	**244521**	**NC -**	**244752**	**NC -**	**244756**	**NC -**
20	12,5 x 22,5	45/48	10 x 20	7	2	**244740**	**NC -**	**244747**	**NC -**	**244753**	**NC -**	**244757**	**NC -**
40	12,5 x 42,5	45/48	10 x 40	14	2	**244741**	**NC -**	**244748**	**NC -**	**244754**	**NC -**	**244758**	**NC -**
50	12,5 x 52,5	45/48	10 x 50	17,5	2	**244742**	**NC -**	**244749**	**NC -**	-	-	-	-
100	12,5 x 102,5	45/48	10 x 100	35	2	**244743**	**NC -**	**244750**	**NC -**	-	-	-	-

Limpieza de cubetas

Ref.	Descripción	€
244528	Solución limpiadora para cubetas (1000 ml)	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB