
Cubetas para espectroscopia de absorción Hellma



- Cubetas con 2 ventanas, con o sin tapa de PTFE
- Cubetas de tipo Macro, Semi Macro, Micro y Ultra micro según volúmenes
- Materiales para las ventanas a elegir según la longitud de onda: vidrio óptico (OG), vidrio óptico especial (OS), quartz Suprasil® (QS), quartz Suprasil® 300 (QX)



Materiales de las ventanas y códigos de color	Longitud de onda
Optical glass OG	360 nm – 2500 nm
Special optical glass OS	320 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® QS	200 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® 300 QX	200 nm – 3500 nm

Modelo Hellma	Paso óptico (mm)	Vol. (ml)	H x An x L ext. (mm)	I int. (mm)	Nota/espesor del fondo (mm)	Vidrio Ref.	Vidrio € la cubeta	Quartz SUPRASIL® QS Ref.	Quartz SUPRASIL® QS € la cubeta	Quartz SUPRASIL® 300 QX Ref.	Quartz SUPRASIL® 300 QX € la cubeta
Cubetas estándar sin tapa											
6030	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	139065A	NC -	139066A	NC -	-	-
6030	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	139073A	NC -	-	-	-	-
6030	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	139063A	NC -	-	-	-	-
Cubetas de alta precisión tapa de PTFE											
100	1	0,35	45 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	-	-	139072A	NC -	139143	NC -
100	2	0,7	45 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139101A	NC -	139110	NC -
100	5	1,75	45 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139148	NC -	856264	NC -
100	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	-	-	139001A	NC -	139141	NC -
100	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139144	NC -	-	-
100	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	-	-	139146	NC -	-	-
100	50	17,5	45 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	139108A	NC -	856267	NC -
100	100	35	45 x 12,5 x 102,5	9,5	1,5	-	-	139105	NC -	856268	NC -
Cubetas de alta precisión tapón de PTFE											
110	1	0,35	52 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	-	-	139079A	NC -	856269	NC -
110	2	0,7	52 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139080A	NC -	-	-
110	5	1,75	46 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139166	NC -	-	-
110	10	3,5	46 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	-	-	139016A	NC -	139161	NC -
110	20	7	46 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139163	NC -	-	-
110	50	17,5	46 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	-	-	-	-
Cubetas Semi-micro											
104	5	0,7	45 x 12,5 x 7,5	4	3,2	-	-	139151	NC -	-	-
104	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139004A	NC -	-	-
104	50	7	45 x 12,5 x 52,5	4	3,2	139149	-	139150	NC -	-	-
104B	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139010A	NC -	-	-
108	10	1	45 x 12,5 x 12,5	4	9	-	-	139034A	NC -	-	-
114	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139018A	NC -	-	-
114B	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	Paredes negras / 3,2	-	-	139020A	NC -	-	-
Cubetas Micro											
104,002	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	3,2	-	-	139006A	NC -	-	-
104002B	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	Paredes negras / 3,2	-	-	139008A	NC -	-	-
105	10	0,3	25 x 12,5 x 12,5	2	1,5	-	-	139011A	NC -	-	-
108,002	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	9	-	-	139035A	NC -	-	-
108002B	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	Paredes negras / 9	-	-	139061A	NC -	-	-
115	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	1,25	-	-	139021A	NC -	-	-
115B	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	Paredes negras / 1,25	-	-	139022A	NC -	-	-


139073A


139000A 139001A 139141


139015A 139016A 139161


139003A 139004A


139005A 139008A 139011A

Cuñas para cubetas de 1,2 y 5 mm

Ref.	Descripción	€
139076	Cuña de 9 mm para cubeta de 1 mm	NC -
139077	Cuña de 8 mm para cubeta de 2 mm	NC -
139078	Cuña de 5 mm para cubeta de 5 mm	NC -


139018A 139020A 139035A 139021A