


Cubetas para espectrofotometría Hellma (continuación)








Modelo Hellma	Paso óptico	Volumen (ml)	al ext. x an ext. x an int. ventana (mm)	N° de ventanas	Nota/ espesor fondo (mm)	Vidrio OS Ref.	Vidrio OS €/ caja	Quartz QS Ref.	Quartz QS €/ caja
Cubetas de fluorescencia de alta precisión - Volumen 1 a 3,5 ml - Calidad quartz QS alta precisión - Dimensiones externas 45 x 12,5 x 12,5 mm. Modelos 101 y 104F : cubetas macro y semi-micro con tapa PTFE, 4 ventanas - Modelo 114F : cubetas semi-micro con tapón PTFE, 4 ventanas.									
101	10 x 10 mm	3,5	45 x 12,5 x 10	4	-	-	-	139024	NC -
114F	10 x 4 mm	1,4	46 x 12,5 x 4	4	1,25	-	-	139030	NC -
108.002F	10 x 2 mm	0,5	45 x 12,5 x 2	4	9	-	-	139032	NC -

Modelo Hellma	Paso óptico	Volumen muestra/ Volumen total (µl)	al ext. (mm)	Ventana (mm)	Z = 8,5 Ref.	Z = 8,5 €/ la cubeta	Z = 15 Ref.	Z = 15 €/ la cubeta
Cubetas QS de alta precisión ultra -micro - Calidad quartz QS alta precisión - Dimensiones externas 45 x 12,5 x 12,5 mm.								
105.201QS	10 mm	100 / 120	45	5 x 2	139055	NC -	139037	NC -
105.202QS	10 mm	50 / 70	45	2,5 x 2	139041	NC -	139036	NC -
105.210QS10	10 mm	5 / 10	40	ø 8	139040	NC -	139064	NC -









Solución de limpieza Hellmanex

Solución de limpieza Helma para la limpieza de cubetas de espectroscopia.
Utilizar diluida al 10%.

Ref.	Para fotómetros	€
139057	Solución de limpieza Hellmanex - 1 litro	NC -



Cubetas desechables para espectrofotómetros de alta precisión

Cubetas de alta calidad para todos los espectrofotómetros, en poliestireno o acrílico.
El poliestireno (PS) permite una transmisión del 75% al 80% de la energía luminosa de 780 nm a 380 nm, y del 70% a 340 nm.
El acrílico (AC) transmite los rayos UV y permite la transmisión del 50% de la energía luminosa hasta 280 nm.

Ref.	Material	Volumen (ml)	Caras transp.	Faldón	Unid./ bandeja	Unid./ caja	€/ caja
064005	PS	1	4	Sí	100	500	NC -
064006	AC	1	4	Sí	100	500	NC -
064008	PS	4	4	No	100	500	NC -



Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064011	Tapón de polietileno para cubeta	500	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB