Cubetas de espectrofotometría Brand



Paso óptico de 10 mm. En PS o PMMA.
Las 1000 cubetas se entregan en 10 cajas de 100 cubetas del mismo número de molde.

Ref.	Descripción	Material	Volumen min. (ml)	Volumen máx. (ml)	Dimensiones ventana (mm)	Longitudes de onda	€ las 10 x 100
090283	Cubeta Macro	PS	2,5	4,5	10 x 35	Sup 340 nm	**NC -**
090284	Cubeta Semi-micro	PS	1,5	3	4,5 x 23	Sup 340 nm	**NC -**
090286	Cubeta Macro	PMMA	2,5	4,5	10 x 35	Sup 300 nm	**NC -**
090287	Cubeta Semi-micro	PMMA	1,5	3	4,5 x 23	Sup 300 nm	**NC -**

Cubetas para UV visible



Tapones para cubetas Micro

Para los modelos Micro, los tapones de color permiten sellar las cubetas y conservar su contenido.


- Diseñado para mediciones de ADN y ssADN, ARN a 260 y 280 nm
- Dos alturas de haz diferentes
- Ordenados por número de molde
- Dos caras ópticas
- Paso óptico de 10 mm

Ref.	Color	Material	€ 100 unid.
090273	Azul	PE	**NC -**
090274	Amarillo	PE	**NC -**
090280	Verde	PE	**NC -**
090281	Naranja	PE	**NC -**

Cubetas para UV visible

Ref.	Descripción	Altura del haz	Volumen min.	Volumen máx.	Dimensiones ventana (mm)	Longitudes de onda	Unid./ caja	€/ caja
090266	UltraVette micro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 a 900 nm	100	**NC -**
090267	UltraVette micro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 a 900 nm	500	**NC -**
090268	UltraVette micro	15 mm	70 µl	550 µl	2 x 3,5	220 a 900 nm	100	**NC -**
090269	UltraVette micro	15 mm	70 µl	550 µl	2 x 3,5	220 a 900 nm	500	**NC -**
090271	UltraVette Semi-micro	-	1,5 ml	3 ml	4,5 x 23	220 a 900 nm	100	**NC -**
090272	UltraVette Macro	-	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35	220 a 900 nm	100	**NC -**

Cubetas Greiner Bio-One




Cubetas Greiner Bio-One de poliestireno, un solo uso, para todos los espectrofotómetros estándar. Una tapa de poliestireno cubre la caja, que puede cerrarse nuevamente.

- Alta calidad
- Utilizables de 340 a 800 nm
- En estuche de 100 unidades

	Microcubeta	Macrocuvette
Volumen (ml)	2	4
Material	Poliestireno	Poliestireno
an x al ext. (mm)	12,3 x 45	12,5 x 45
Unid./caja	100	100
Ref.	**613101**	**614101**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Cubetas desechables para espectrofotómetros



- De poliestireno o PMMA
- Poliestireno óptico : utilizable de 340 a 800 nm
- PMMA : utilizable de 280 a 800 nm
- Paso óptico : 10 mm
- Tapón adaptable para apertura redonda (ref. 080151)

Capacidad (ml)	1,5	2,5	4,5	4,5
Tipo	Semi-micro	Semi-micro	4 caras ópticas	Macro
Apertura	Redonda	Redonda	Cuadrada	Cuadrada
Forma	Baja	Alta	Estándar	Estándar
N° foto	3	2	1	4
Cubetas de poliestireno	**391095**	**391096**	**391001**	**391094**
€ la caja de 100	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Cubetas de PMMA	**391099**	**391098**	**391002**	**391097**
€ la caja de 100	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**