
Cubetas de espectrofotometría ECO



- Cubetas de poliestireno de buena calidad óptica
- Paso óptico : 10 mm, rango espectral : 340 a 900 nm
- Presentadas ordenadas en gradilla de poliestireno expandido

Ref.	Descripción	€ 1000 unid.
111117B	Cubetas macro 4 ml	**NC -**
112117B	Cubetas Micro 2 ml	**NC -**

Gradilla de ABS para 24 cubetas



- Gradilla apilable de ABS
- L x An x Al : 250 x 54 x 37 mm
- Blanco con marcado alfanumérico

Ref.	Descripción	€
39186082	Gradillas para 24 cubetas	**NC -**

Gradillas para cubetas de espectrofotometría

Gradillas de polipropileno autoclavable para cubetas de 12,5 x 12,5 mm

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
045869	Gradilla con asa para 12 cubetas	114 x 111 x 111	**NC -**
045870	Gradilla baja graduada para 20 cubetas	209 x 70 x 35	**NC -**
090282	Gradillas para 16 cubetas	NC	**NC -**







Espátulas de agitación para cubetas

- De poliestireno un solo uso
- L x ø : 120 x 3 mm

Ref.	Descripción	€ 500 unid.
091416B	Espátula de agitación para cubetas	**NC -**



Estándares para la espectrofotometría

- Disponible en cubeta sellada o en solución en una botella
- Certificado conectado al NIST

Estándar de ancho de banda

Control de la relación entre el pico a 268,7 nm y la depresión a 266,8 nm. Conforme con la Farmacopea Europea.

Ref.	Descripción	€
440689	Cubetas UV selladas, estándar de paso de banda y blanco	**NC -**
440690	Solución estándar de paso de banda 100 ml	**NC -**
440691	Solución en blanco para la calibración del ancho de banda 100 ml	**NC -**

Estándar de absorbancia/transmisión y linealidad en UV (235, 257, 313 y 350 nm)

Control de la medición de la absorbancia para diferentes longitudes de onda en el UV (linealidad de la respuesta). Conforme con la Farmacopea Europea.

Ref.	Descripción	€
440694	Solución estándar de absorbancia (ácido sulfúrico 0,005 M) 100 ml	**NC -**

Estándar de resolución para espectrofotometría derivada

Conforme con la Farmacopea Europea.

Ref.	Descripción	€
440697	Cubetas UV selladas, estándar de resolución y blanco	**NC -**
440698	Solución estándar de resolución	**NC -**
440699	Solución de blanco (metanol) para la calibración de la resolución	**NC -**

Estándar de línea de base.

Control de luz parásita.
Conforme con la Farmacopea Europea.

Ref.	Descripción	€
440704	Cubetas UV selladas, estándar de resolución y blanco	**NC -**
440705	Solución estándar de la línea de base.	**NC -**
440706	Solución de blanco (agua) para la calibración de la línea de base	**NC -**

Estándar de longitud de onda de 240 a 640 nm

(certificado para anchos de banda de 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm y 2 nm)

Control de la ausencia de desfase de longitud de onda.
Conforme con la Farmacopea Europea.

Ref.	Descripción	€
440707	Cubeta UV sellada, estándar de longitud de onda de 240 a 640 nm	**NC -**
440708	Solución estándar de longitud de onda de 240 a 640 nm - 12 x 5 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB