## Portas de microscopio LAB Solute



- De vidrio sodocálcico, lavados, desgrasados
- Con doble envoltura con película de celofán
- Certificado CE, conforme con la norma 98/79 EG (IVD)
- Dimensiones 76 x 26 mm, grosor 1 mm
- Bandas esmeriladas, 7 opciones de color




| Bordes | Banda esmerilada | Transparente | € la caja de 50 | Blanco | Azul | Amarillo | Verde | € la caja de 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortados | No | 452305 | NC - | - | - | - | - | - |
| Cortados | Sí | 452306 | NC - | 452309 | 452310 | 452312 | 452313 | NC - |
| Esmerilados 45° | Sí | - | - | 452316 | - | 452319 | 452320 | NC - |
| Esmerilados 45° | No | 452308 | NC - | - | - | - | - | - |
| Esmerilados 90° | Sí | 452307 | NC - | - | - | - | - | - |

## Portaobjetos adhesivos de microscopio LAB Solute




- De vidrio sodocálcico, lavados, desgrasados
- Con doble envoltura con película de celofán
- Certificado CE, conforme con la norma 98/79 EG (IVD)
- Dimensiones 76 x 26 mm, grosor 1 mm
- Bandas esmeriladas de color blanco
- Cargado positivamente o silanizado
- Superadherencia, sin necesidad de fijador

| Ref. | Tipo | Bordes | Banda | € la caja de 72 |
|---|---|---|---|---|
| 452323 | Carga positiva (+) | Esmerilados 90° | Esmerilada blanca | NC - |
| 452325 | Silanizado | Esmerilados 90° | Esmerilada blanca | NC - |

## Portas adhesivos de vidrio StarFrost




- Dimensiones: 76 x 26 mm, grosor: 1 mm
- Disponibles con marcado CE y IVD, precisar en el pedido

### Portas adhesivos StarFrost

- Portas de vidrio blanco, superficie silanada con adhesión reforzada
- Este tratamiento de superficie permite formar relaciones covalentes polarizadas en el porta

| Borde | Blanco | Amarillo | Azul | Rosa | Verde | Naranja | €/caja de 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortado | 100204A | 100289 | 100292 | 100290 | 100291 | 100293 | NC - |
| Pulido 90° | 100301 | 100302 | 100305 | 100303 | 100304 | 100306 | NC - |
| Pulido 45° | 100294 | 100295 | 100298 | 100296 | 100297 | 100299 | NC - |
| Pulido biselado | 100313 | 100314 | 100317 | 100315 | 100316 | 100318 | NC - |

### Portas StarFrost adhesivos Polycat

- Portas de vidrio blanco con tratamiento de superficie con Poli-L-lisina, adecuadas para las aplicaciones de adherencia celular
- Adhesión reforzada y segura de tejidos, superior a las superficies hidrófilas y silanizadas
- Menos sensibles a los productos químicos, a la inhibición de enzimas ó al calor (‹ 65 °C), ideales para los test de hibridación inmunocitoquímica y molecular, la preparación de células, los tejidos en parafina

| Borde | Blanco | Amarillo | Azul | Rosa | Verde | Naranja | €/caja de 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortado | 100319 | 100320 | 100323 | 100321 | 100322 | 100324 | 41,70 - |
| Pulido 90° | 100331 | 100332 | 100335 | 100333 | 100334 | 100336 | 41 - |
| Pulido 45° | 100325 | 100326 | 100329 | 100327 | 100328 | 100330 | 43,70 - |
| Pulido biselado | 100343 | 100344 | 100347 | 100345 | 100346 | 100348 | 43,10 - |

## Portaobjetos de microscopio con carga positiva



162612

- Vidrio de alta transparencia
- Banda esmerilada en un extremo
- Dimensiones: 25 x 75 mm
- Grosor : 1,1 mm
- Carga positiva para mejorar la adhesión de células, tejidos y todo tipo de muestras

| Ref. | Bordes pulidos | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 162610 | 90 ° | 72 | NC - |
| 162611 | 45 ° | 72 | NC - |

### Accesorio

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 162612 | Dispensador para 72 portas 25 x 75 mm | NC - |