
Portas Histobond y portas Histobond+ con superficie adhesiva

- De vidrio blanco o vidrio estándar (solo de vidrio estándar para las portas Histobond+)
- Porta con superficie adherente, superficie silanizada
- Bordes pulidos a 90°
- Dimensiones: 75 x 25 x 1 mm
- Banda esmerilada de 20 mm:
  - en las dos superficies para los portas Histobond;
  - con color en un lado para las portas Histobond+



Histobond


Histobond+

Portas Histobond

Ref.	Tipo vidrio	Unid./ caja	€/ caja
140660	Blanco	100	NC -
140679	Estándar	50	NC -
140680	Estándar	100	NC -


Portas Histobond+

Blanco	Amarillo	Verde	Azul	Rosa	Naranja	Unid./ caja	€/caja de 50
140681	140682	140683	140684	140685	140686	100	48,10 -

Portaobjetos de vidrio GHÄASEL


- Tratamiento de superficie hidrófuga para un esparcimiento óptimo de la gota sobre la porta
- Indispensable en biología humana
- ISO 8037
- 76 x 26 mm, grosor: 1,1 mm, esquinas a 90 °

Ref.	Tipo de bordes	2 lados esmerilados	Unid./ caja	€/ caja
069262	Cortados	Sí	50	NC -
069263	Cortados	No	50	NC -
069264	Pulidos	No	50	NC -
069265	Pulidos	Sí	50	NC -



Portaobjetos y cubreobjetos de vidrio para cortes grandes

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	Espesor (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
100120	Cubreobjetos	50 x 65	0,13 a 0,17	100	1000	NC -
100008	Portaobjetos	76 x 50	1	50	100	NC -



Portaobjetos de extensión de sangre

- Dimensiones: 20 x 40 x 1,6 mm
- 2 caras pulidas, bordes canteados biselados

Ref.	Descripción	€
065215	Porta de extensión de sangre según UNDRITZ	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB