
Portaobjetos de vidrio para examen con alveolos



- 2 cavidades
- Dimensiones: 1,2 x 26 x 76 mm

Ref.	ø (mm)	Espesor (mm)	N° de concavidades	Unid./ caja	€/ caja
810674	15	1,2	2	50	**NC -**


Placas con cavidades, de vidrio



Portaobjetos de vidrio para microscopio de 76 x 26 mm.
Con cavidades para la observación con lupa binocular de muestras biológicas en su medio.


Ref.	Número de cavidades	ø cavidad (mm)	€ 50 unid.
020300B	1	14	**NC -**
020301B	2	14	**NC -**
020302B	3	15	**NC -**


Portaobjetos de 76 x 26 mm con cavidades



Ref.	Número de cavidades	Espesor (mm)	L x An (mm)	€
065227	1	1,5	76 x 26	**NC -**
065228	2	1,5	76 x 26	**NC -**
065229	3	1,5	76 x 26	**NC -**
065230	1	3-4	76 x 26	**NC -**

Placas con cavidades, de vidrio





Ref.	Número de cavidades	ø cav. (mm)	Prof. cav. (mm)	L x An x Al (mm)	€
065217*	10	-	-	105 x 55 x 5	**NC -**
065218	12	-	-	89 x 57 x 4	**NC -**
065219**	12	20	-	109 x 90 x 7	**NC -**
065221***	12	16	1,8	76 x 60 x 5	**NC -**
065222	24	16	1,6	140 x 85 x 3	**NC -**

* Porta tipo Börner ** Placa de porcelana *** Cavidades pulidas



Bolígrafo de vacío PEN VAC



- Juego de 2 bolígrafos de vacío
- Para mover y posicionar objetos planos de hasta 70 g
- Cuerpo de aluminio
- Entregado con : 6 puntas (3 rectas y 3 curvas) y ventosas de silicona conductiva de 3,18 mm, 6,35 mm y 0,53 mm de diámetro (2 de cada una)

Ref.	Descripción	€ 2 unid.
848300	Bolígrafo de vacío PEN VAC	**NC -**