Ventosa para porta y cubreobjetos



- Adaptada para portas y cubreobjetos
- No raya
- Permite evitar las burbujas en el medio de montaje
- Robusto

Ref.	Descripción	€
900515	Ventosa para porta y cubreobjetos	NC -

Super glue para inclusión



- Lote de 3 tubos
- Contenido de un tubo : 1 g
- Agarre ultrarrápido: 10 segundos

Ref.	Descripción	€
999227	Tubos de pegamento superglue-3 líquido 1 g - juego de 3	NC -

Bálsamo de inclusión EUKITT®



- De endurecimiento rápido
- Solidificación en 20 min.

Ref.	Descripción	€
045798	Bálsamo de inclusión - frasco de 100 ml	NC -
045799	Bálsamo de inclusión - frasco de 250 ml	NC -

Resinas de montaje para microscopia EUKITT®

EUKITT® Classic



- Solidificación en 20 minutos
- Buena conservación de las muestras a largo plazo
- No autofluorescencia bajo luz UV
- Viscosidad ideal para pegado de cubreobjetos
- Índice de refracción n[20 °C] : 1,49
- Viscosidad : 500 - 750 mPa.s

Ref.	Descripción	€
124103	EUKITT® Classic - frasco de 100 ml	NC -
124104	EUKITT® Classic - frasco de 250 ml	NC -
124105	EUKITT® Classic - frasco de 500 ml	NC -

EUKITT® neo

- Solidificación en 20 minutos
- Formulación sin xileno
- No autofluorescencia bajo luz UV
- No cambia la estructura ni el color del material estudiado
- Índice de refracción n[20 °C] : 1,48
- Viscosidad : 250 - 450 mPa.s

Ref.	Descripción	€
124100	EUKITT® neo - frasco de 100 ml	NC -
124101	EUKITT® neo - frasco de 250 ml	NC -
124102	EUKITT® neo - frasco de 500 ml	NC -

EUKITT® UV

- Secado en 30 segundos bajo luz UV
- Compatible con todos los tipos de tejidos
- Neutro e incoloro
- No contiene ningún disolvente o molécula orgánica
- Permite tratar 2 veces mas de muestras con el mismo volumen
- Índice de refracción n[20 °C] : 1,48
- Viscosidad : 350 - 550 mPa.s

Ref.	Descripción	€
124106	EUKITT® UV - frasco de 100 ml	NC -