Medio de criostato OCT Cellpath



- Soporte para secciones de tejido criostato
- Se congela rápidamente, previene la formación de cristales que pueden dañar el tejido
- Fácil de usar gracias al frasco cuenta-gotas
- Nivel de líquido restante fácilmente observable
- Rango de temperatura: -20 a -30 °C

Ref.	Descripción	€
050226	OCT Cellpath 125 ml	NC -

Medio de montaje Aqua-Poly/Mount



- Medio de montaje soluble en agua, no fluorescente
- Ideal para el montaje directo de cubreobjetos sobre muestras en medios acuosos
- Compatible con colorantes y muestras fluorescentes, así como muestras congeladas
- Solidificación en 24-48 horas a 20-50% de humedad relativa
- Compatible con máquinas automáticas encoladoras de cubreobjetos
- Índice de refracción : 1,454 - 1,460
- Viscosidad : 390 mPa.s

Ref.	Descripción	€
494333	Aqua-Poly/Mount - frasco de 20 ml	NC -
494334	Aqua-Poly/Mount - frasco de 100 ml	NC -
494335	Aqua-Poly/Mount - 5 frascos de 20 ml	NC -

Medio de montaje Citramount



- Medio de montaje compuesto por acetato de butilo y acrílico
- Desarrollado específicamente para el montaje directo de cubreobjetos en muestras tratadas con d-limoneno o xileno
- Solidificación en menos de 24 horas
- No utilizar con máquinas automáticas encoladoras de cubreobjetos
- Índice de refracción : 1,484
- Viscosidad : 90 mPa.s

Ref.	Descripción	€
494336	Citramount - frasco cuentagotas de 100 ml	NC -
494337	Citramount - botella de 500 ml	NC -

Medio de montaje de Polyglass



- Medio de montaje a base de tolueno, sustituye el uso de cubreobjetos
- Ideal para muestras de grosor irregular, lo que hace que se formen burbujas de aire bajo el cubreobjetos
- Resistente a los arañazos
- No cambia el color de las muestras
- Índice de refracción : 1,48
- Viscosidad : 149 mPa.s

Ref.	Descripción	€
494340	Polyglass frasco cuentagotas de 120 ml	NC -
494341	Polyglass 6 frascos cuentagotas de 120 ml	NC -

Medio de montaje Poly/Mount



- Medio de montaje a base de tolueno, insoluble en agua y miscible con xileno o tolueno
- Conserva la mayoría de los colorantes biológicos
- La viscosidad ideal, previene la formación de burbujas y permite una adhesión óptima de los cubreobjetos
- Adecuado para el almacenamiento a largo plazo de secciones histológicas (no causa coloración amarillenta del medio de montaje)
- Índice de refracción : 1,484
- Viscosidad : 192 mPa.s

Ref.	Descripción	€
494343	Poly/Mount frasco de 940 ml	NC -

Medio de inserción y congelación de tejidos Polyfreeze



- Se congela rápidamente, ideal para el corte de tejidos con criostato
- Soporta hasta 3 µm de espesor de corte
- Rango de temperatura de corte : -8 a -25 °C
- Para la congelación rápida de muestras incluidas en Polyfreeze, se recomienda usar isopentano y nitrógeno líquido o hielo seco
- Recomendación de almacenamiento de muestras : cajas selladas a -80 ° C o canisters en nitrógeno líquido
- Los medios Polyfreeze tintados le permiten diferenciar rápidamente diferentes tipos de muestras

Ref.	Descripción	€
494328	Polyfreeze 120 ml - claro	NC -
494329	Polyfreeze 120 ml - verde	NC -
494330	Polyfreeze 120 ml - amarillo	NC -
494331	Polyfreeze 120 ml - rojo	NC -
494332	Polyfreeze 120 ml - azul	NC -

Poudre Mowiol 4-88 para la preparación del medio de montaje



- Medio de montaje para inmunofluorescencia por adición de glicerina
- Compatible con aplicaciones de biología molecular
- Conserva el color de las muestras (mediante la adición de p-fenilendiamina)
- Índice de refracción idéntico al del aceite de inmersión
- Solidificación en 12 horas

Ref.	Descripción	€
494338	Mowiol 4-88 500 g	NC -
494339	Mowiol 4-88 1 kg	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB