Bandeja de tinción para 10 ó 20 portas



- Para la tinción de rutina de muestras que necesitan un entorno húmedo
- Para la inmunohistoquímica, la hematología, la citología y la microbiología
- Apilables, con cuatro pies de goma
- Base ABS negra que contiene hasta 20 portas colocadas sobre carriles antideslizantes
- La base hace de depósito para el líquido adicional o bien funciona como humidificador

Dos tapas:

+ una tapa transparente PETG para visualizar las muestras utilizable de -20°C a 60°C;
+ una tapa negra para los incubadores en fluorescencia. De ABS, utilizable de -80°C a + 80°C.

Bandeja para 10 portas - L x P x Al (mm) : 240 x 240 x 45

Ref.	Descripción	€
040200	Bandeja de tinción para 10 portas con tapa clara	**NC -**
040201	Bandeja de tinción para 10 portas con tapa negra	**NC -**
040202	Tapa clara sola	**NC -**
040203	Tapa negra sola	**NC -**

Bandeja para 20 portas - L x P x Al (mm) : 380 x 240 x 45

Ref.	Descripción	€
040204	Bandeja de tinción para 20 portas con tapa clara	**NC -**
040205	Bandeja de tinción para 20 portas con tapa negra	**NC -**
040206	Tapa clara sola	**NC -**
040207	Tapa negra sola	**NC -**

Bandeja de tinción para 8 portas



- Bandeja para 8 portas
- De polipropileno y polietileno mezclados
- Con fondo de recuperación de líquidos de volumen 38 ml
- Formato compacto : 305 x 127 x 29,50 mm
- Tapa con mango de prensión integrado y bandeja negra para los productos fotosensibles
- Se suministran en 4 unidades, con una tapa

Ref.	Descripción	€ 4 unid.
047672	Bandeja de tinción de un solo uso (4 bandejas + 1 tapa)	**NC -**

Cubeta para tinción de vidrio



Cubeta para tinción de vidrio sódico-cálcico. Compuestos por una cubeta, una cesta y un soporte (cada elemento debe ser pedido por separado). Para 20 portas 76 x 26 mm colocadas dorso a dorso.

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
068506	Cubeta con tapa	105 x 85 x 75	**NC -**
068507	Cesta (sin asa)	90 x 70 x 60	**NC -**
068508	Asa (alambre de acero)	-	**NC -**

Cubetas de tinción Coplin



Cubeta de vidrio sodocálcico con tapa, de tipo Coplin. Capacidad: 5 portas 76 x 26 mm o 10 portas dorso a dorso.

Ref.	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
068512	73 x 105	1	**NC -**
4904355	90 x 115	1	**NC -**
4904354	90 x 115	10	**NC -**