
Bastidor plegable extensible para 10 portas

Bastidor de plexiglas capacidad para 10 portas. cubeta en PVC.

Ref.	Descripción	€
065208	Cubeta y bastidor de tinción 380 x 170 x 80 mm (conjunto completo)	NC -
065210	Cubeta de tinción 380 x 170 x 80 mm sola	NC -
065232	Bastidor plegable extensible para 10 portas solo	NC -



Recipientes Coplin

- De polipropileno
- Autoclavable con la tapa desenroscada
- Para 10 portas colocadas dorso a dorso
- ø x al : 59 x 114 mm

Ref.	Descripción	€
085101	Recipiente de Coplin	NC -



Cubetas de tinción 50 portas

- Para 50 portas de tamaños 75 x 25 mm ó 75 x 38 mm ó 75 x 51 mm
- L x An x Al ext. / int. : 200 x 105 x 83 mm / 185 x 88 x 68 mm
- Rack en acero inoxidable resistente a la mayoría de las soluciones de tinciones
- Mango permanente extraíble que permite el cierre de la cuba, así como la adición/extracción de los portas

Ref.	Descripción	€
048903	Cubeta de coloración completa	NC -
048904	Cubeta sola	NC -
048905	Tapa sola	NC -
048906	Cubeta y tapa	NC -
048907	Rack solo	NC -



Caja de tinción Coplin con tapa de rosca



- Caja para 10 portas 75 x 25 mm
- Apertura en la parte superior para una manipulación sin pinzas
- Tapa de rosca de polipropileno que reduce las evaporaciones
- Base rectangular, dimensiones internas 26 x 26 x 70 mm
- Contiene alrededor de 55 ml

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
048909	Recipiente de tinción con tapa PP blanco	1	NC -
048910	Tapa de reemplazo	6	NC -
048911	Recipiente de tinción con tapa PP blanco*	1	NC -

* Dimensiones int. (L x An x Al) : 26 x 26 x 90 mm.

Soporte para limpieza de portas





- Para 10 portas de 18,22 a 25 mm
- De polipropileno , autoclavable
- Buena resistencia química y térmica
- Dimensiones (L x An x Al) : 39 x 30 x 25 mm

Ref.	Descripción	€
053492	Soporte para limpieza de 10 portas	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB