Cubeta de vidrio con bastidor de vidrio o de acero inoxidable



- Tamaños de portas aceptados : 75 x 25 mm / 75 x 38 mm / 75 x 51 mm
- Dimensiones int. (L x An x Al) : 118 x 88 x 70 mm
- Bastidor de vidrio con asa para 16 portas, 31 en diagonal ó 32 colocadas dorso a dorso
- Bastidor de acero inoxidable con mango permanente extraíble para 30 portas

Ref.	Descripción	€
048810	Cubeta de vidrio con tapa	NC -
048827	Bastidor de vidrio con asa	NC -
048899	Bastidor de acero inoxidable con asa	NC -

Cubetas de tinción para portas







Cubetas

- De polímero de acetal
- Resistente al alcohol y al xileno pero no al fenol
- Para 80 ml de reactivo
- Utilización de - 170 °C a 121 °C, autoclavables
- Dimensiones: 64 x 76 x 92 mm

Color	Azul	Verde	Rosa	Blanco	Amarillo	€ 6 unid.
Ref.	040677	040678	040679	040680	040681	NC -

Soporte para tinción

- Puede contener hasta 12 portas de microscopio
- Ideal para procedimientos en microondas (hasta 120°C)
- L x An x Al : 60 x 64 x 97 mm
- Para utilizar en las cubetas de tinción Easy Dip

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
040676	Soporte de tinción para 12 portas	6	NC -
040676A	Soporte de tinción para 12 portas	1	NC -

Kit de cajas+ soporte

Ref.	Descripción	€
040682	Kit de 5 cajas + un soporte de tinción	NC -
930602	Kit de 6 cajas + 1 soporte de tinción + 1 rack de aluminio	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€
040863	Rack de aluminio	NC -

Tubo de Borel



Tubo Borel de vidrio sodocálcico, con tapa.

- ø x al : 40 x 80 mm
- Capacidad: 3 lames 76 x 26 mm

Ref.	Descripción	€ la caja de 10
068513	Tubo de Borel	NC -

Caja de tinción de porcelana



Caja de tinción con tapa en porcelana.

- Para 10 portas 76 x 26 mm
- L x An x Al : 70 x 40 x 86 mm

Ref.	Descripción	€
068514	Caja de tinción de porcelana	NC -