Cubeta de tinción de tipo Hellendahl



- De PMP (TPX)
- Para 8 portas en posición vertical ó 16 colocadas dorso a dorso
- L x An x Al : 58 x 54 x 86 mm
- El xileno provoca una reacción química del plástico, después de dos días de exposición permanente a temperatura ambiente

Ref.	Descripción	€
391059	Cubeta de tinción de tipo Hellendahl	**NC -**

Cubeta de tinción tipo Schifferdecker



- De PMP (TPX)
- Para 10 portas en posición vertical ó 20 colocadas dorso a dorso
- L x An x Al : 85 x 70 x 50 mm
- El xileno provoca una reacción química del plástico, después de dos días de exposición permanente a temperatura ambiente

Ref.	Descripción	€
391060	Cubeta de tinción tipo Schifferdecker	**NC -**

Cubeta de tinción con dos tapas



- De PMP (TPX)
- Se utiliza con o sin bastidor de polipropileno para 20 portas
- Tapa con apertura que facilita la utilización de bastidor durante las fases de tinción

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
391057	Cubetas de coloración	81 x 101 x 70	**NC -**
391058	Bastidor de 20 portas	Altura con varilla: 167 L x An : 70 x 86 (cubeta : 81 x 101)	**NC -**


Cubetas de tinción verticales



- De vidrio
- Autoclavables
- Con tapa

Ref.	Modelo	Dimensiones (mm)	€
065213	Rectangular	L x an x al= 40 x 20 x 85 mm	**NC -**

Cajitas de expedición para portas



- De polietileno
- Para el transporte de portaobjetos de 76 x 26 mm
- Cada porta tiene su compartimento con carril guía para evitar estropear las preparaciones

Ref.	Dimensiones L x an x al (mm)	Número de plazas	Unid./ caja	€/ caja
391583	98,8 x 50,6 x 6,4	1	10	**NC -**
391584	70 x 84 x 6	2	10	**NC -**
391585	84 x 97 x 6	3	10	**NC -**

Cajita de expedición para un porta Unimailer



Cajita ingeniosa de plástico para expedición de un portaobjetos de microscopía de 76 x 26 mm.

- Compuesta de una sola cara sin tapa, la cajita se cierra con la ayuda de una segunda cajita
- Superficie de inscripción
- Cierre y bloqueo garantizados para un sistema de clip
- Un orificio permite sellar con un precinto inviolable
- Permite el transporte y el envío de un número ilimitado de portas superpuestas y encajando simplemente las cajitas las unas con las otras
- L x An x Al : 89 x 29 x 6 mm

Color	Azul	Verde	Rosa	Blanco	Amarillo	Unid./ caja	€/ caja
Ref.	039746	039747	039748	039749	039750	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB