Cajas de transporte para portas de microscopía Lockmailer

- Tubo de polipropileno, tapón HDPE, con faldón
- Para 4 portaobjetos
- Con tapón de rosca y lengüeta de inviolabilidad
- Débil volumen de líquido interno (12 ml)
- Dimensiones ø x al : 35 x 87 mm
- Se completa con insertos de color en polipropileno, a montar en el tapón para facilitar la identificación



Ref.	Descripción	€ 500 unid.
040684	Caja de transporte para 4 portas Lockmailer	NC -

Discos para identificación de tapones para Lockmailer

Color	Combinados	Azul	Verde	Púrpura	Rojo	Amarillo	Blanco	Gris	Rosa	Violeta	Naranja
Ref.	039365	039371	039372	039374	039377	039380	039379	039373	039376	039378	039375
€ 500 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Cajas de expedición para 5 portas

Cajas de polipropileno para 5 portas 76 x 26 mm con tapa y cierre hermético. 2 versiones: apertura lateral (caja horizontal) ó apertura superior (caja vertical).



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
037530	Caja horizontal 5 portaobjetos	25	NC -
037531	Cajas vertical 5 portaobjetos	25	NC -
037767	Cajas verticales - colores surtidos (5 cajas de cada color): rojo, amarillo, azul, morado y naranja	25	NC -

Cajitas plásticas de expedición

Cajita para 1 ó 2 portas 76 x 26 mm con tapa hermética. Colores surtidos : rojo, amarillo, azul, violeta y naranja.



Ref.	Número de portas	Color	Unid./ caja	€/ caja
037525	2	Natural	25	NC -
037529	2	Surtido	25	NC -
320650	1	Natural	50	NC -

Cajas para 100 portas microscopía

- De ABS y polipropileno para 100 portas de 26 x 75 mm
- L x An x Al ext. : 20,7 x 19,5 x 3,2 cm
- 5 colores a elegir para facilitar la identificación y la clasificación
- Con marcado numérico en el centro y hoja de identificación en el interior de la caja reemplazable (ver accesorio)
- Almacenamiento lateral para objetos pequeños (bolígrafo, herramientas de disección)
- Cierre corredizo en el costado



Ref.	Color	€
320625	Azul	NC -
320626	Naranja	NC -
320627	Verde	NC -
320628	Rojo	NC -
320629	Violeta	NC -
320630	Surtido de 5 colores	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
320631	Tarjeta de inventario de repuesto	10	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB