
Clasificador de plástico para 20 portas



- Capacidad 20 portas 26 x 76 mm
- Bandeja numerada y con doble solapa de plástico transparente que permite una visualización y una identificación de los portas sin abrir
- 5 colores disponibles
- Diseño para fácil agarre de los portas
- L x Al x Gr. : 192 x 292 x 11 mm

Color	Azul	Verde	Gris	Amarillo	Blanco	Combinados	€ 10 unid.
Ref.	039740	039741	039742	039744	039904	039745	NC -

Bandejas porta-portas



- En PVC blanco, facilita la visualización de las muestras
- Para portas estándar de 76 x 26 m, portas histología, anatomía patológica

Ref.	Capacidad	Dimensiones (mm)	Envase	€/ caja
391055	20	190 x 340 x 8	10 uni.	NC -
391056	40	190 x 660 x 8	5 uni.	NC -

Bandejas de cartón para 20 ó 30 portas



- Para portas estándar de 75 x 25 mm
- Fondo blanco con carpeta de color (negro, azul, verde, rojo, o amarillo)

Ref.	Número de portas	Color	L x p x Al (mm)	€
037515	20	Negro	208 x 341 x 9	NC -
037995	20	Azul	208 x 341 x 9	NC -
037996	20	Verde	208 x 341 x 9	NC -
320149	20	Rojo	208 x 341 x 9	NC -
320150	20	Amarillo	208 x 341 x 9	NC -
037498	30	Negro	281 x 328 x 10	NC -

Bandejas de cartón para portas de microscopía



- De cartón grueso, con tapa de cartón plegable
- Para el almacenamiento o el envío de portas de microscopía 76 x 26 mm
- Para 1 a 20 portas

Ref.	Para	€
065200	1 porta	NC -
065201	2 portas	NC -
065202	3 portas	NC -
065203	5 portas	NC -
049803	6 portas	NC -
065204	10 portas	NC -
065205	20 portas	NC -