Dispensador de portas de microscopía

Para almacenar y distribuir adecuadamente los portas de microscopía uno tras otro.

- Dispensador de ABS y PS
- Salida separada de los portas gracias a la rotación de las ruedas laterales
- Capacidad: 50 lames 26 x 76 mm
- L x An x Al : 100 x 120 x 140 mm

Ref.	Descripción	€
085100	Distribuidor de las portas	**NC -**



Porta-portas para 5 a 10 portas

- De ABS
- Boca roscada
- ø x al : 40 x 90 mm
- Posibilidad de cerrar el bote de manera inviolable
- Para envíos o conservación de 5 a 10 portas

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
391054	Porta-portas para 5 a 10 portas	**NC -**



Gradillas de secado

Gradilla de poliestireno de alta resistencia para el almacenamiento o el secado de portaobjetos de microscopio colocados en vertical.
L x An x Al gran modelo : 75 x 213 x 25 mm.
L x An x Al pequeño modelo : 75 x 125 x 25 mm.

- Facilidad de lectura de los portaobjetos
- Posibilidad de lectura mediante código de barras
- Se colocan uno o dos portaobjetos por ranura

Color	Capacidad portaobjetos	Azul	Verde	Rosa	Blanco	Amarillo	€ 10 unid.
Modelo grande	10 a 200	**039730**	**039731**	**039732**	**039733**	**039734**	**NC -**
Modelo pequeño	50 a 100	**039735**	**039736**	**039737**	**039738**	**039739**	**NC -**



Soportes para 15, 40 ó 78 portaobjetos

- Para el secado de los portaobjetos estándar (75 x 25 mm)
- De polietileno resistente a los productos químicos

Ref.	Dimensiones (mm)	Número de portas	€
037777	153 x 102 x 21	15	**NC -**
037778	298 x 105 x 24	40	**NC -**
037779	299 x 178 x 21	78	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB