
Cámaras de histología



- De poliestireno, diseñada para conservar la humedad interna
- Apilables
- Para 10 portaobjetos
- Ideal para las aplicaciones de inmunología
- L x An x Al ext. : 20,6 x 16 x 3 cm / L x An cámara: 7,8 x 2,8 cm
- Compartimentos separados por un espacio vacío de 1,2 cm, que se bloquea al cerrar la tapa
- Portaobjetos colocados sobre 4 plataformas para protegerlos del agua y facilitar su retirada de la cámara

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064108	Cámara de histología color claro	3	**NC -**
064109	Cámara de histología color negro	3	**NC -**

Cajas con tapa de fijación para portaobjetos de microscopio



Cajas para 100 portaobjetos

- Caja sin bisagra, con tapa de fijación
- Apta para 25, 50 ó 100 portaobjetos de 76 x 26 mm
- De poliestireno no autoclavable
- Con tarjeta para índice
- Posiciones numeradas

Capacidad	25 portas	50 portas	100 portas
Dimens. (mm)	96 x 122 x 35	100 x 230 x 35	185 x 230 x 35
Azul	**139529**	**139533**	**139537**
Verde	**139530**	**139534**	**139538**
Rojo	**139531**	**139535**	**139539**
Amarillo	**139532**	**139536**	**139540**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cajas de ABS para portaobjetos de microscopio



- Almacenamiento y transporte de portaobjetos de microscopia 26 x 76 mm
- Cajas de ABS, mas resistente a los choques que el poliestireno o el polipropileno
- Utilizable de - 10 °C a + 50 °C
- Marcado biohazard en la tapa
- Tapa con bisagra y cierre seguro con clip
- Índice numérico

Ref.	Capacidad	Dimensiones ext. An x p x al (mm) :	€
390855	12 portas	50 x 80 x 30	**NC -**
390856B	25 portas	95 x 80 x 30	**NC -**
390857	50 portas	80 x 200 x 30	**NC -**
390858	100 portas	160 x 200 x 30	**NC -**

Cajas con tapa de bisagra para portaobjetos de microscopio



Cajas de poliestireno para la colocación de portaobjetos de 76 x 26 mm. La caja para 100 portaobjetos cuenta con un cierre de clip y una tapa con bisagras.

3 modelos

+ Para 25 portaobjetos : 135 x 90 x 32 mm
+ Para 50 portaobjetos : 211 x 85 x 35 mm
+ Para 100 portaobjetos : 220 x 170 x 33 mm

- Fondo de corcho
- 6 colores surtidos para una identificación y clasificación fáciles
- Hoja para índice situado debajo de la tapa

Color	Caja para 25 portas	Caja para 50 portas	Caja para 100 portas	
Azul	**037510**	**037507**	**037501**	
Verde	**037511**	-	**037502**	
Rojo	**037512**	**037508**	**037503**	
Amarillo	-	-	**037504**	
Blanco	**037514**	**037509**	**037505**	
Gris	-	-	**037506**	
Negro	-	-	**047684**	
€/unidad	**NC -**	**NC -**	**NC -**	
Surtido	-	-	**010196***	**010197****
€ 5 unid.	-	-	**NC -**	**NC -**

* Fondo de espuma ** fondo de corcho.