
Cajas de colocación para portaobjetos de microscopio, con tapa de fijación



- De poliestireno "High Impact", muy resistente a choques
- Con ranuras numeradas
- Apilables
- Amplio espacio entre ranuras para una fácil manipulación de los portaobjetos
- Tapa totalmente separable

Ref.	Número de plazas	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	€
391209	25	98 x 83	38	**NC -**
391210	50	230 x 97	35	**NC -**
391211	100	230 x 180	35	**NC -**

Caja de colocación con tapa para portaobjetos



Cajas de colocación para almacenar hasta 400 portaobjetos de microscopio
L x An x Al gran modelo : 82 x 245 x 86 mm.
L x An x Al pequeño modelo : 82 x 140 x 86 mm.

- Tapa batiente translúcida
- Contiene una bandeja para la colocación de 100 portaobjetos ó 200, dorso con dorso (modelo grande), ó de 50 portaobjetos ó 100, dorso con dorso (modelo pequeño)
- 5 colores surtidos
- Se puede retirar la gradilla interna
- Sin la gradilla interna, la caja puede contener 400 portaobjetos (modelo grande) ó 200 (modelo pequeño) en 3 estanterías
- Portaobjetos colocados en vertical para la lectura a través de la tapa
- Se puede leer el código de barras sin sacar los portaobjetos de su gradilla

Color	Capac. porta	Azul	Verde	Rosa	Blanco	Amarillo	€
Modelo grande	100 o 400	**039720**	**039721**	**039722**	**039723**	**039724**	**NC -**
Modelo pequeño	50 o 200	**039725**	**039726**	**039727**	**039728**	**039729**	**NC -**

Caja para portaobjetos para la congelación a -80 °C



- De policarbonato
- Tapa con bisagras de acero inoxidable o tapa estándar
- Soportes de portaobjetos de espuma, resistentes a la temperatura
- Con marcaje numérico
- Apilables
- Para portaobjetos 75 x 25 mm
- Autoclavables

Ref.	Capacidad portaobjetos	Tapa	L x P x Al (mm)	Color	€
037994	100	Con bisagras	208 x 175 x 34	Violeta	**NC -**
320528	25	Estándar	141 x 88 x 35	Azul	**NC -**

Caja alta para 100 portaobjetos 76 x 50 mm



- Para portas de 76 x 50 mm
- Fondo de corcho con marcaje numérico
- Para 100 portaobjetos
- Color azul
- Dimensiones: 208 x 175 x 60 mm

Ref.	Descripción	€
037983	Caja de almacenamiento de ABS para 100 portas 76 x 50	**NC -**

Molde de acero inoxidable



Ref.	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
040728	7 x 7 x 5	12	**NC -**
040729	15 x 15 x 5	12	**NC -**
040730	24 x 24 x5	12	**NC -**
040731	30 x 24 x 5	12	**NC -**
040732	37 x 24 x 5	12	**NC -**