
Moldes desechables con base

- PVC, superficie interior lisa
- Para inclusión
- Para utilizar con casetes o anillos de inclusión
- Utilización de -80 °C a +60 °C



Ref.	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
040664	7 x 7 x 5	500	NC -
039910	15 x 15 x 5	1000	NC -
039950	24 x 24 x 5	1000	NC -
040262	30 x 24 x 5	1000	NC -
040665	37 x 24 x 5	500	NC -

Moldes desechables Peel-A-Way®

- De polietileno
- Utilizables para las inclusiones de parafina o en resinas epoxi y acrílicas
- Desmoldeo limpio y fácil




Ref.	Modelo	Forma	Dimensiones L x An (mm)	Profundidad (mm)	Unid./ caja	€/ caja
494300	S22	Cuadrada	22 x 22	20	288	NC -
494301	R30	Rectangular	22 x 30	20	288	NC -
494302	R40	Rectangular	22 x 40	20	264	NC -
494304	T8	Truncada	De 22 x 22 a 8 x 8	20	288	NC -
494305	T12	Truncada	De 22 x 22 a 12 x 12	20	288	NC -
494303	Surtido	Cuadrada / rectangular / truncada	-	20	48*	NC -

*Contiene 16 moldes S22, 8 moldes R30, 8 moldes R40, 8 moldes T8 y 8 moldes T12.

Espumas para biopsia


Las muestras de biopsia se colocan entre dos almohadillas de espuma y se introducen en las cápsulas de tejido, que tienen tapas de metal o de plástico.
Con espuma celular de poliéster de uretano de 30 PPI.



Ref.	Utilizar con	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
040666	Casetes	30,2 x 25,4 x 2	1000	NC -
040667	Cápsulas pequeñas	25,4 x 2	1000	NC -
040668	Cápsulas grandes	34,55 x 2	1000	NC -

Rejillas de metal para microscopia electrónica

- Rejillas para depósito de muestras
- De cobre, cobre/plomo, níquel o oro
- Diámetro de la rejilla : 3,05 mm
- Tejido cuadrado (otras geometrías disponibles previa solicitud)



Modelo de rejilla			G50	G75	G100	G150	G175	G200	G250	G300	G400
Ø hilo (µm)			80	55	45	40	37	35	30	25	25
Ø apertura (µm)			420	285	205	125	108	90	70	58	37
Material	Cobre 100/frasco	Ref.	796000	796001	796002	796003	796004	796005	796006	796007	796008
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Níquel 100/frasco	Ref.	796018	796019	796020	796021	796022	796023	796024	796025	796026
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Oro 50/frasco	Ref.	796027	796028	796029	796030	796031	796032	796033	796034	796035
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
796036	Caja de almacenamiento para 50 rejillas	NC -
796037	Caja de almacenamiento para 100 rejillas	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB