
Casetes de inclusión Histosette 1, Histosette 2 y Unisette


Histosette 1


Histosette 2


Unisette

Histosette 1
- De polímero de acetal
- La zona de escritura anterior está inclinada 45 °
- Tapa unida al fondo de la caja
- Las ranuras para el flujo maximizan la circulación, el intercambio de líquidos y garantizan un drenaje eficaz
- Los modelos para biopsia cuentan con aberturas cuadradas de 1 mm de lado


Histosette 2
- De polímero de acetal
- Modelos M 492 y M 493: con tapa con cierre de seguridad montada sobre el casete
- Modelos M 486 y M 485: tapas y casetes entregados por separado (se venden 1000 unidades, dos cajas dispensadora con 500 casetes cada una y una caja dispensadora con 1000 tapas)

Unisette
- De polímero de acetal
- La tapa se desengancha con facilidad y las bisagras la mantienen en su lugar de forma segura
- La zona de escritura anterior tiene un ángulo de 45 °
- La lengüeta de levantamiento de la tapa está situada a un lado y no centrada
- Disponibles en 11 colores no citotóxicos, no metálicos y en 3 colores fluorescentes

Color	Histosette 1 Estándar M498	Histosette 1 Biopsia M499	Histosette 2 Estándar M492	Histosette 2 Biopsia M493	Histosette 2 Estándar M485	Histosette 2 Biopsie M486	Unisette Estándar	Unisette Biopsia
Blanco	**040503**	**040517**	**039751**	**039762**	**039773**	**039784**	**040537**	**040551**
Rosa	**040504**	**040518**	**039752**	**039763**	**039774**	**039785**	**040538**	**040552**
Verde	**040505**	**040519**	**039753**	**039764**	**039775**	**039786**	**040539**	**040553**
Amarillo	**040506**	**040520**	**039754**	**039765**	**039776**	**039787**	**040540**	**040554**
Azul	**040507**	**040521**	**039755**	**039766**	**039777**	**039788**	**040541**	**040555**
Melocotón	**040508**	**040522**	**039756**	**039767**	**039778**	**039789**	**040542**	**040556**
Beige	**040509**	**040523**	**039757**	**039768**	**039779**	**039790**	**040543**	**040557**
Gris	**040510**	**040524**	**039758**	**039769**	**039780**	**039791**	**040544**	**040558**
Púrpura	**040511**	**040525**	**039759**	**039770**	**039781**	**039792**	**040545**	**040559**
Naranja	**040512**	**040526**	**039760**	**039771**	**039782**	**039793**	**040546**	**040560**
Verde agua	**040513**	**040527**	**039761**	**039772**	**039783**	**039794**	**040547**	**040561**
Unid./caja	500	500	500	500	1000	1000	500	500
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Casetes de inclusión sin tapa





Casetes para muestras de tejidos para procedimientos de tratamiento, inclusión y seccionamiento.

- De polímero de acetal (excepto ref. 040277, de polipropileno)
- Superficie inclinada que permite la identificación de muestras en todas las etapas de inclusión

Color	Natural	Blanco	Rosa	Verde	Amarillo	Azul	€ 500 unid.
Ref.	**040277**	**040278**	**040279**	**040280**	**040281**	**040282**	**NC -**

Color	Melocotón	Beige	Gris	Púrpura	Naranja	Verde agua	€ 500 unid.
Ref.	**040283**	**040284**	**040285**	**040286**	**040287**	**040288**	**NC -**

Accesorio

Tapa de metal reutilizable.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
040289	Tapa de metal para casete	25	**NC -**