Embudos de citología CytoSep™

Embudos simples



Para centrifugas de citología SHANDON CYTOSEP™.

- Se utiliza para depositar una capa delgada de células en un área claramente definida de un portaobjetos de microscopio
- Papel de filtro especialmente adaptado a CytoSep™, permite la absorción de cualquier exceso de líquido
- Los embudos se suministran con tapa para proteger las muestras.
- Para muestras de 0.5 ml, use el CytoSep™ simple con papel de filtro blanco y tapón; Depósito de 6 mm (28 mm²): se puede utilizar con clips de metal 930779
- Para muestras de hasta 0,4 ml, como el líquido cefalorraquídeo, use el CytoSep™ simple con papel de filtro marrón y tapón que permite una absorción más lenta del líquido
- Todos los componentes están disponibles individualmente

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930515	Embudo simple con filtro blanco y tapón	50	500	**NC -**
930663	Embudo simple con filtro blanco y tapón, envase individual	100	500	**NC -**
930774	Embudo simple con filtro marrón y tapón	50	500	**NC -**
930775	Embudo simple solo	-	500	**NC -**
930776	Tapón solo	50	500	**NC -**
930596	Papel filtro blanco	-	200	**NC -**
930784	Papel filtro marrón	-	200	**NC -**

Embudos dobles



Para 2 muestras simultáneamente en una porta

- Ideal para inmunohistoquímica
- Para muestras de hasta 0,5 ml; depósito de 6 mm (28 mm²)
- El filtro está preinstalado
- Se entrega con tapón
- Puede ser utilizado con clips de metal 930779
- Todos los componentes están disponibles individualmente

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930664	Embudo doble con filtro blanco y tapón	50	500	**NC -**
930665	Embudo doble con filtro blanco y tapón envase individual	100	500	**NC -**
930777	Sólo doble solo	-	500	**NC -**
930776	Tapón solo	50	500	**NC -**
930778	Papel filtro blanco	-	200	**NC -**

Clip de metal para CytoSep™

Mantiene el porta cerca de CytoSep™ durante la centrifugación en el CytoSpin™

- Autoclavable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
930779	Clip de metal	6	**NC -**



Embudos CytoSep™ simples o dobles completamente de plástico



- De un solo uso
- Reducen el riesgo de exposición a patógenos y contaminación cruzada
- No requiere el uso de clip de metal
- Para muestras de 0,5 ml es necesario utilizar Cytosep simple con papel de filtro blanco con tapón; depósito de 6 mm (28 mm²)
- Los embudos dobles permiten el depósito de 2 muestras simultáneamente en una porta
- Se suministra con papel de filtro
- Todos los componentes están disponibles individualmente

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930543	Embudo simple con filtro blanco y tapón	40	480	**NC -**
930780	Embudo simple con filtro marrón y tapón	40	480	**NC -**
930544	Embudo doble con filtro blanco y tapón	40	480	**NC -**
930781	Embudo simple solo	50	500	**NC -**
930782	Sólo doble solo	50	500	**NC -**
930776	Tapón solo	50	500	**NC -**
930783	Base sola	50	500	**NC -**
930596	Papel filtro blanco para embudo simple	-	200	**NC -**
930784	Papel filtro marrón para embudo simple	-	200	**NC -**
930778	Papel filtro blanco para embudo doble	-	200	**NC -**